

アシスティーナTWINのオイル消費量は、 従来のサービスオイルスプレーの約1/20!!

HAKUSUI

メーカー従来品
サービスオイルスプレー
1本 5,500円
約20本
※1本400ml

同じハンドピース数でも
必要なのは1セット!

アシスティーナTWIN
ケアセット
1セット 16,500円
※1本200ml

年間パフォーマンス比較

シュミレーション条件
サービスオイルスプレーの場合...
1日42本のハンドピースを使用
(患者30名/1日×各2本使用)
稼働日数は、200日/1年とした場合
(自社調べ)
3ml/1回使用
約35万円

驚き! アシスティーナTWIN (ケアセット) の場合...
0.07ml/1回使用
約88%コストダウン



タービンコントラの自動洗浄/注油システム

アシスティーナTWIN

NEW TWIN チャンバータイプ 2層式

本体はコンパクト&お手入れ楽々!



商品コード 00660831
標準セット価格 ¥298,000

仕様

機能 : ハンドピースの洗浄および注油
ハンドピースの種類 : タービン、コントラ&ストレート、エアスケラー
作業時間 : ハンドピース1本で約10秒
電源電圧 : 100-240VAC
最大消費電力 : 18 VA
エア圧 : 5-10気圧(内部エアレギュレーターで自動調整)
吐き出し空気量 : 約40L/分
寸法 : W297xD435xH190mm
重さ : 3.8kg
標準付属品 : 本体、エアホース(2m)、電源コード(アダプター付)、ISOクイックアダプター(コントラ/ストレート用)、RMクイックアダプター(エアータービン用)

消耗品

サービスオイル
ハンドピース 2800本分
クリーニング液
ハンドピース 2800本分
商品コード 00660792
ケアセット
標準価格: ¥16,500
セット内容
・サービスオイル 200ml
・クリーニング液 200ml
・HEPA フィルター

記載価格は2020年8月現在のものです、税別です。

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>



W&H assistina TWIN



ハンドピースはメンテナンスが重要

1. 歯を削る際、ハンドピースに取り付けられたバーは、**18~20万回転**という高速で回転します。

2. 使用頻度の高いハンドピースは、メンテナンスをしていないと、**回転不良、注水不良**といったトラブルが発生します。

3. ハンドピースをスムーズに回転させるためには、**注油が必要**です。

4. オイルが適量でなければ、「余剰」なオイルが負荷となり、発熱トラブルが引き起こされてしまいます。

5. しかし、いくら潤滑のためとはいえ、「余剰」なオイルは排出する必要があります。

適切で、定期的な注油が大切！

洗浄・消毒には

ミーレ ジェットウォッシャー

ミーレ ジェットウォッシャーなら、自動的に洗浄から消毒を行い、最後に器具の乾燥を行うので、快適・簡単に利用できます。

製造販売届出番号 1382X10362000016, 1382X10362000017
一般医療機器

ミーレ ジェットウォッシャー

効率的な治療の為に

アシスティーナ TWIN と連携して各工程をサポートします!!

滅菌には

クラスB オートクレープ リサ

『クラスB オートクレープ リサ』は、ヨーロッパ規格 EN13060 に適合した高性能オートクレープです。

医療機器認証番号 028ALBZX00008000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

クラスB オートクレープ リサ

オイルを適量に出来るか不安…

よほど効率的でないととても…

そんな時に是非 assistina TWIN をご活用ください

なぜなら…

なんと! 注油とメンテナンスが
10秒で完了

※1本10秒

assistina TWIN

使いた簡単! **3ステップ**

- ①インスツルメントを装着
- ②扉を閉めて
- ③ボタンを押すだけ!

注目! 適量調整が難しい「注油」が自動で出来ます

※専用サービスオイル、クリーニング液も押し込むだけでセットが完了します

つまり! 1日分のタービンコントラを

約7分で完結

※平均的な歯科医院を仮定。ユニット3台×30分枠、午前診3時間・午後診4時間、1日7時間で42本のタービン・コントラアングル使用として

各種コネクターを取り揃えています!

さらに! “時短” 追求したのは
ただではありません!

詳細は裏面へ

メンテナンス
いただける幅が
広がります!

タービン用

カボ マルチフレックス用

シロナ T1・T2・T3用

W&H ロックウィック用

コントラアングル/ストレートHP用



治療

保管

メンテナンスループ

包装

滅菌