


瞬輝！

HAKUSUI

ジルコニア研磨が かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur



滅菌
できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made
in
Germany

SUN

ジルコニアの

「美しさ」再発見

未来を磨く

耐久性を追及！

ジルコニアも
ピツカピカ！



製造元 SUN社(ドイツ)

品質に自信あり!!

動画でCHECK



商品開発には、常に顧客の声が反映されています。

SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。

サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得




ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

二ケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーゼンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。



一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。

形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がリ、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。



クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!! 用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

クリニカル

ラボワークで研磨



口腔内調整

すばやく仕上げる!!

満足な仕上がり!!

EZA

かんたん研磨



荒研磨



中研磨



光沢研磨

エクストラコース

荒研磨

ミディアム

中研磨

TCP

こだわり研磨



中研磨



スーパー光沢研磨

ファイン

光沢研磨

エクストラファイン

スーパー光沢研磨

粗い

細かい

Clinical

EZA

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨

	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 2,900	¥ 2,600	¥ 2,900	¥ 2,900

ミディアム

中研磨

	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格 (3本)	¥ 2,900	¥ 2,600	¥ 2,900	¥ 2,900

ファイン

光沢研磨

	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格 (3本)	¥ 2,900	¥ 2,600	¥ 2,900	¥ 2,900

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

Set



EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000
標準価格 (1セット3本入) ¥ 2,700




ドレッシングストーン

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000
標準価格 (1個) ¥ 1,000



ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

3ステップ研磨

TCP

中研磨

スーパー光沢研磨

CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

ミディアム

中研磨


	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格 (3本)	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900

エクストラ
ファイン

スーパー光沢研磨

	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格 (3本)	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 2,900

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性



こだわり研磨

テクニカル

効率よい研磨ステップ


ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップで上げることができます

STEP

1

形態調整

BWG / AWG



シンタリング



シンタリングには

VITA社(ドイツ)

ジルコニアシンタリングファーンネス


ジルコマット6100MS

STEP

2

形態修正

MCP / PSC



STEP


3

最終仕上げ研磨

EZA / TCP



EZA エクストラコース



TCP ミディアム



TCP エクストラファイン

荒研磨

中研磨

光沢研磨

スーパー光沢研磨

STEP

1

形態調整

焼結前のジルコニア

安全な調整!

形態調整

HP用

BWG

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

動画でCHECK



ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

164104MF

サイズ [mm]

φ10 × 22.7

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854300

標準価格 (1本)

¥1,100



グレーゾーン

サポートピンをすばやく削合



ホワイトゾーン

ポリッシャーでサポートピンの削合部を研磨・形成



緻密な研磨

ファイン

すばやく削合

ミディアム

シリコン素材

ホワイトゾーン

グレーゾーン

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシタクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、無着色のホワイトゾーンで表面への色移りなく、繊細な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することができます。

AWG

形態調整

HP用

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器



BWG

AWG

Set

AWG テクニカルAセット

111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本

商品コード

15854000

標準価格 (1セット4本入)

¥1,800

New
新発売

10本入

ファイン

光沢研削

106104F

サイズ [mm]

φ4.3 × 12

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854218

標準価格 (10本)

¥2,900



ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

560104MF

サイズ [mm]

φ7 × 19

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854200

標準価格 (1本)

¥900



ミディアム

中研削

111104M

サイズ [mm]

φ5.6 × 13

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854108

標準価格 (10本)

¥3,000



ミディアム

中研削

115104M

サイズ [mm]

φ7 × 13

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854118

標準価格 (10本)

¥3,500



ミディアム

中研削

146104M

サイズ [mm]

φ15 × 0.3

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854128

標準価格 (10本)

¥3,800





STEP
2

形態修正

時間短縮! 更に 経済的!

形態修正

効率の良い修正!!

MCP

大きく修正



荒研削



中研削

繊細な仕上がり!!

PSC

繊細な修正



細研削

New
新発売

MCP

形態修正

荒研削

中研削

HP用

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020303001 一般医療機器

Set

MCP テクニカルセット

138104C / 138104M / 151104M 各1本

商品コード 15853500


標準価格(1セット3本入) ¥10,000

切削量が多い修正に適しています!

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

切削

■ MCEとMCPの耐久性の比較



MCPはMCEと比較して
粒子や配合比を変える事により、
耐久性が向上しました。

耐久性
UP!

コース

荒研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

138104C

φ4 × 11

20,000

15853510

¥3,400

159104C

φ15 × 3.5

8,000

15853520

¥4,400

219104C

φ22 × 3

8,000

15853530

¥7,500

ミディアム

中研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

133104M

φ6.5 × 13

15,000

15853540

¥3,600

138104M

φ4 × 11

20,000

15853550

¥3,400

151104M

φ12 × 2.5

10,000

15853560

¥4,100

239104M

φ22 × 0.8

8,000

15853570

¥6,200

New
新発売

PSC

形態修正

細研削

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

繊細な切削

繊細なマージン部や特長付けに使用します

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がり



PSC パンサー ストーンセット

商品コード 15855000

標準価格(1セット6本入) ¥25,000

ファイン

細研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

566104F

Cyl.round 035

φ3.5 × 10

15,000

15855060

¥4,100

151104F

Wheel 120

φ12 × 2.4

10,000

15855030

¥6,100

132104F

Cylinder 048

φ5 × 13

15,000

15855010

¥4,700

138104F

Cone 040

φ4 × 10.5

15,000

15855020

¥4,000

199104F

Cone inv. 050

φ5

15,000

15855040

¥4,100

508104F

Torpedo 025

φ2.5 × 7

15,000

15855050

¥3,600

STEP 3

研磨

かんたんステップで

驚きの輝き!

研磨の比較



エクストラコース
EZA
荒研磨



ミディアム
EZA TCP
中研磨



ファイン
EZA
光沢研磨



エクストラファイン
TCP
スーパー光沢研磨

粗い

細かい

EZA

最終仕上げ研磨 荒研磨 中研磨 光沢研磨 HP用

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set



EZA テクニカルAセット

105104XC / 105104M / 105104F 各1本


商品コード 15850000

標準価格(1セット3本入) ￥4,200

動画でCHECK



- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる



3ステップ研磨

エクストラコース



荒研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104XC

φ26 × 2

6,000

15850130

￥7,700

200104XC

φ22 × 3.2

6,000

15850140

￥4,000

105104XC

φ5.5 × 16

15,000

15850100

￥1,500

151104XC

φ11.5 × 2.4

6,000

15850110

￥1,700

177104XC

φ6 × 15

15,000

15850120

￥1,700

ミディアム



中研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104M

φ26 × 2

6,000

15850230

￥7,700

200104M

φ22 × 3.2

6,000

15850240

￥4,000

105104M

φ5.5 × 16

15,000

15850200

￥1,500

151104M

φ11.5 × 2.4

6,000

15850210

￥1,700

177104M

φ6 × 15

15,000

15850220

￥1,700

ファイン



光沢研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104F

φ26 × 2

6,000

15850330

￥7,700

200104F

φ22 × 3.2

6,000

15850340

￥4,000

105104F

φ5.5 × 16

15,000

15850300

￥1,500

151104F

φ11.5 × 2.4

6,000

15850310

￥1,700

177104F

φ6 × 15

15,000

15850320

￥1,700

TCP

最終仕上げ研磨

中研磨

スーパー光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

動画でCHECK



瞬時に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がり
- cad/cam冠の研磨に適合



※ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード 15851000

標準価格(1セット) ¥ 50,000

研磨ペースト

PASTE01/20

サンポリッシャー ダイヤモンドペースト

内容量 20g

商品コード 15852500

標準価格(1個) ¥ 21,000

ミディアム

中研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

100104MSW4Z

φ5.5 × 18

12,000

15851100

¥ 1,700

140104M

φ26 × 2

8,000

15851130

¥ 7,400

158104MSW4Z

φ17 × 2.4

8,000

15851110

¥ 4,900

541104MSW4Z

φ15 × 1

8,000

15851120

¥ 4,500

エクストラ
ファイン

スーパー光沢研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

100104XFSW4Z

φ5.5 × 18

12,000

15851200

¥ 1,700

140104XF

φ26 × 2

8,000

15851230

¥ 7,700

158104XFSW4Z

φ17 × 2.4

8,000

15851210

¥ 4,700

541104XFSW4Z

φ15 × 1

8,000

15851220

¥ 4,500

インプラント アバットメント調整用

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)
を同時に研磨が可能!

New
新発売エクストラ
コース

荒研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104XC

φ26 × 2

8,000

15851320

¥ 9,200

541104XCWSW4Z

φ15 × 1

8,000

15851330

¥ 5,300

New
新発売

TCP パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z /
140104XC / 541104XCWSW4Z 各1本

商品コード 15851300

標準価格(1セット) ¥ 28,000

関連商品

VITA shade,
VITA made. **VITA**

■ 焼成ファーンネス



ジルコニアシタリング(焼結)ファーンネス
バタ ジルコマツ 6100MS

医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器



ポーセレンファーンネス
バキュマツ6000M

医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器



プレスファーンネス
バキュマツ6000MP

医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)



ブロック ホワイト LL1
ディスク ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)



ブロック ホワイト
ディスク ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スーパートランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

ビタYZ XT(エクストラトランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシント用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBX000017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド



ライト インテンス ミディアム ニュートラル

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド



HT 1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2 3M3 / 4M2 A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2
ST A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 D3 / D4
XT

ビタ YZ エフェクトリキッド



クロマ-A-D ブルー ライトピンク ダークピンク ピンク オレンジ グレー ブラウン

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器認証番号 226AKBX00042000 管理医療機器



スプレー



ペースト



パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBX00138000 管理医療機器



ご注文は**サンポリッシャー専用の注文書**をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード！

サンポリッシャー注文書

検索

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>

記載の標準価格は2022年8月現在のものです。(税別)



サン社(ドイツ)



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048)884-3951
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区山内3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新富1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.8.P1,000 D30 Ver.2.2.2

