

バーチャル

付加重合型シリコーン印象材

Virtual®

ivoclar
vivadent
clinical

Impressive Impressions

イボクラール ビバデント社より、印象精度と親水性に優れた付加重合型シリコーン印象材「バーチャル」が日本新発売！！高い精度と優れた寸法安定性で、期待どおりの印象精度が得られます。



- ✓ バーチャルの**優れた親水性**により、印象材が口腔内でスムーズに広がり**細部まで再現可能**です。
- ✓ ブルーとキャラメルの色で非常に**"読み"やすい**印象が得られます。
- ✓ 十分な作業時間と短い口腔内セット時間により、**効率的な印象採得**ができます。ペパーミントの香りで患者さんも**快適**です。
- ✓ 義歯製作システム「BPSシステム」（生体機能的補綴システム）の印象採得にも**最適**です。

フレッシュな
ペパーミントの香り

Virtual®

適用症例

- ・無歯顎の印象に
- ・クラウン、ブリッジ、インレー、オンレー、ベニアの印象に
- ・インプラントの印象に



標準硬化型

種類	色	作業時間	硬化時間
エクストラライトボディ レギュラー (ワザツ)	キャラメル	3分00秒	4分30秒
ライトボディ レギュラー (ワザツ)	キャラメル	2分35秒	4分30秒
ヘビーボディ レギュラー (H-)	ブルー	2分05秒	4分30秒
パテ レギュラー (H-)	ブルー	1分25秒	4分30秒

速硬スピード型

種類	色	作業時間	硬化時間
エクストラライトボディ ファスト (ワザツ)	キャラメル	1分45秒	2分30秒
ライトボディ ファスト (ワザツ)	キャラメル	1分35秒	2分30秒
ヘビーボディ ファスト (H-)	ブルー	1分15秒	2分30秒
パテ ファスト (H-)	ブルー	1分15秒	2分30秒

バーチャル ヘビーボディ レギュラー (標準硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル ヘビーボディ レギュラー (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップL (グリーン) ……6本

バーチャル ライトボディ レギュラー (標準硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル ライトボディ レギュラー (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップS (イエロー) ……12本

バーチャル エクストラ ライトボディレギュラー (標準硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル エクストラライトボディ レギュラー (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップS (イエロー) ……12本

バーチャル パテ レギュラー (標準硬化型)



単品リフィール

- ・ベース レギュラー (300mL) ……1個
- ・カタリスト レギュラー (300mL) ……1個
- ・計量スプーン (ブルー、ホワイト) ……各1本

バーチャル ヘビーボディ ファスト (速硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル ヘビーボディ ファスト (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップL (グリーン) ……6本

バーチャル ライトボディ ファスト (速硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル ライトボディ ファスト (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップS (イエロー) ……12本

バーチャル エクストラ ライトボディファスト (速硬化型)



単品リフィール

- ・バーチャル エクストラライトボディ ファスト (50mL) ……2個
- ・バーチャル ミキシングチップS (イエロー) ……12本

バーチャル パテ ファスト (速硬化型)



単品リフィール

- ・ベース ファスト (300mL) ……1個
- ・カタリスト ファスト (300mL) ……1個
- ・計量スプーン (ブルー、ホワイト) ……各1本

チップ

- ・ミキシングチップSイエロー
単品リフィール 48ヶ入り
- ・ミキシングチップLグリーン
単品リフィール 48ヶ入り
- ・イントーラルチップSイエロー
単品リフィール 100ヶ入り
- ・イントーラルチップLクリアホワイト
単品リフィール 100ヶ入り



バーチャル トレードヒューズ

- 単品リフィール (10mL) ……1瓶



バーチャル ディスペンサー



ivoclar
vivadent
clinical

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048)884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎(045)222-0381
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>