

歯科用 **シャープニングフリー** インstrument
LM **シャープダイヤモンド**

HAKUSUI

LM

feel the difference

シャープニングが
不要です!



こんな悩みの
ある方に
おススメ!



忙しくて
シャープニングの
時間がない




シャープニング
が苦手・・・

原型を崩して
しまい、寿命を
短くしてしまう



ミニの
シャープニングは
エッジが小さくて
難しいな



LM シャープダイヤモンドを使えばすべて解決!

次世代 PVD コーティングと人間工学的ハンドルで疲れ知らず

1

シャープニングをしなくても切れ味が持続する
シャープニングフリー



切れ味が
持続するよ



2

人間工学に基づいたエルゴノミックデザイン
エルゴセンスハンドル




持ちやすく
疲れにくいよ



3

非常に耐久性の高い特殊金属でコーティング
PVD コーティング

【耐摩耗性の比較】



シャープダイヤモンドは、
1.8倍以上の耐摩耗性を
示しました。(従来品比)

これが
シャープニング
フリーの秘密



*PVD: Physical Vapor Deposition
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

*LM シャープダイヤモンドは、
シャープニングを行うことができません

4

特にシャープニングの原型維持が難しく、寿命が短くなりやすい
ミニタイプに特化



シャープニング
の難しいミニも
安心



買い替え時期は
テストスティックで
チェックしてね





LM ErgoSense SHARP DIAMOND

LM シャープダイヤモンドシリーズ

エルゴセンス(ES)

ハンドルは  のみ


LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器

	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 1-2 201-202 MSD ES LMエルゴセンス - 前歯用
	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 7-8 207-208 MSD ES LMエルゴセンス - 臼歯の頬側・舌側用
	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 11-12 211-212 MSD ES LMエルゴセンス - 臼歯の近心用
	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 13-14 213-214 MSD ES LMエルゴセンス - 臼歯の遠心用
	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 15-16 245-246 MSD ES LMエルゴセンス - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャングが鋭角)
	LM シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット 17-18 247-248 MSD ES LMエルゴセンス - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャングが鋭角)


LM シャープダイヤモンド マイクロ/ミニ シックルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020228040 一般医療機器

	LM シャープダイヤモンド マイクロ シックル 301-302 SD ES LMエルゴセンス - 刃部が非常に細い - タイトな歯間空隙に使用
	LM シャープダイヤモンド ミニ シックル 311-312 SD ES LMエルゴセンス - 全顎、特に隣接面に使用

LM シャープダイヤモンド ミニ シンテット

医療機器届出番号 27B1X00020228041 一般医療機器

	LM シャープダイヤモンド ミニ シンテット 215-216 MSD ES LMエルゴセンス - ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレットを組み合わせた 両刃インストゥルメント
--	--

LM feel the difference
LMインストゥルメンツ社
(フィンランド)

 **白水貿易株式会社**

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>