


クリニカル 研磨がかんたん!! 時間短縮!! コストパフォーマンスが良い!!



EZA 荒研磨 中研磨 光沢研磨 CA用 滅菌可能

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

ミディアム	103204M	108204M	124204M	143204M
中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700

ファイブ	103204F	108204F	124204F	143204F
光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000

標準価格 (1セット3本入) ¥ 2,500



TCP 中研磨 スーパー光沢研磨 CA用 滅菌可能

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

ミディアム	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性

エクストラ	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
ファイブ	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000

標準価格 (1個) ¥1,000

ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。



クリニカル / 歯科医院

Clinical / Dentist

関連商品

■ 焼成ファーン



ジルコニアシンタリング(焼結)ファーン
ビタ ジルコマツ 6100MS
医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器

ポーセレンファーン
パキユマツ6000M
医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器

プレスファーン
パキユマツ6000MP
医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

VITA shade, VITA made. VITA

■ ジルコニアディスク


医療機器届出番号 302AKBZX0002000 管理医療機器



*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ カラーリング

医療機器届出番号 302AKBZX00017000 管理医療機器



*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス



記載の標準価格は2020年12月現在のものです。(税別)

■ ジルコニア陶材

ビタVM9




瞬輝!
ジルコニア研磨が
かんたん!!



ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur



滅菌
できます!

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に



made
in
Germany



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪府淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
 https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2020.12.P5,000 D30 Ver.1.2.3

ジルコニアの
「美しさ」再発見
未来を磨く



ジルコニアも
ピツカピカ!

テクニカル 効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップで上げることができます

Step 1 形態調整
BWG / AWG

Step 2 形態修正
MCE

Step 3 最終仕上げ研磨
EZA / TCP

シンタリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーンネス
ジルコマット6000MS

荒研磨
中研磨
光沢研磨
スーパー光沢研磨

Made in Germany
製造元 SUN社(ドイツ)

品質に自信あり!!

動画でCHECK

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。
SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。
サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され、製品試験と顕微鏡チェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得



ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

ニケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーatinの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。
形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がりが、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

Step 1 BWG 形態調整 HP用
プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

メディアム/ファイン	中研磨/光沢研磨	164104MF
サイズ (mm)	φ10 × 22.7	
推奨回転数 (rpm)	8,000	
商品コード	15854300	
標準価格 (1本)	¥1,100	

グレイゾーン: サポートピンをすばやく削合

ホワイトゾーン: ポリッシャーでサポートピンの削合部を研磨・形成

AWG 形態調整 HP用
プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器

メディアム/ファイン	中研磨	560104MF
サイズ (mm)	φ7 × 19	
推奨回転数 (rpm)	8,000	
商品コード	15854200	
標準価格 (1本)	¥900	

メディアム	111104M	115104M	146104M
サイズ (mm)	φ5.6 × 13	φ7 × 13	φ15 × 0.3
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854108	15854118	15854128
標準価格 (1本)	¥3,000	¥3,500	¥3,800

ダブル研磨のポイント!

緻密な研磨
ファイン
すばやく削合
メディアム

シリコン素材

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシタクラウンを安全に研磨することができます。
グレイゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、無着色の「ホワイトゾーン」で表面への色移りなく、繊細な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することができます。

動画でCHECK

AWG テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本
商品コード 15854000
標準価格 (1セット4本入) ¥1,800

Step 2 MCE 形態修正 荒研磨 中研磨 HP用
焼結ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシヤス金属

医療機器届出番号 27B1X00020230017 一般医療機器

コース	132104C	138104C	155104C	210104C	239104C
サイズ (mm)	φ5 × 13	φ4 × 10.5	φ15 × 3.5	φ22 × 4.5	φ22 × 2
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15853110	15853100	15853120	15853130	15853140
標準価格 (1本)	¥3,500	¥3,000	¥4,000	¥8,000	¥5,500

シタリングなし

メディアム	191104M	132104M	133104M	138104M	151104M
サイズ (mm)	φ12 × 6.5	φ5 × 13	φ6.5 × 13	φ4 × 10.5	φ12 × 2.4
推奨回転数 (rpm)	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000
商品コード	15853240	15853210	15853220	15853200	15853230
標準価格 (1本)	¥4,500	¥3,500	¥3,800	¥3,000	¥3,700

155900M	210900M	213900M	239900M	
サイズ (mm)	φ15 × 3.5	φ22 × 4.5	φ22 × 2.1	φ22 × 2
推奨回転数 (rpm)	10,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15853300	15853310	15853320	15853330
標準価格 (1本)	¥3,500	¥7,500	¥6,500	¥5,000

MCE テクニカルAセット
138104C / 138104M / 151104M 各1本
商品コード 15853100
標準価格 (1セット3本入) ¥9,300

あらゆるセラミックを負担を
かけず効率的に削合
非常に長持ち
研磨後の表面が滑沢
研磨時の発熱が少ない

Step 3 最終仕上げ研磨

EZA/TCP
の
研磨性

粗い

EZA

エクストラコース
荒研磨

EZA TCP

メディアム
中研磨

EZA

ファイン
光沢研磨

TCP

エクストラファイン
スーパー光沢研磨

細かい

Step 3 **EZA** 最終仕上げ研磨 荒研磨 中研磨 光沢研磨 HP用
焼結ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

エクストラコース	140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110	15850120
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

メディアム	140104M	200104M	105104M	151104M	177104M
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210	15850220
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

ファイン	140104F	200104F	105104F	151104F	177104F
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310	15850320
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

EZA テクニカルAセット
105104XC / 105104M / 105104F 各1本
商品コード 15850000
標準価格 (1セット3本入) ¥4,200

■ グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復物に対応
■ 研磨性が高い
■ 密度の高いダイヤモンド粒子
■ ジルコニアの光沢研磨
■ 研磨時間を短縮できる

動画でCHECK

Step 3 **TCP** 最終仕上げ研磨 中研磨 スーパー光沢研磨 HP用
焼結ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

メディアム	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ (mm)	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格 (1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

エクストラファイン	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ (mm)	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格 (1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

研磨ペースト PASTE01/20
サンポリッシャーダイヤモンドペースト
内容量 20g
商品コード 15852500
標準価格 (1個) ¥18,000

セット SET104/01
商品コード 15851000
標準価格 (1セット) ¥42,000

■ あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
■ わずか2工程で高い光沢
■ コストパフォーマンスが良い
■ 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
■ 滑らかな仕上がりが

動画でCHECK

瞬間に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

Technical / Dental Lab