

歯科用 シャープニングフリー インstrument

HAKUSUI

LM シャープダイヤモンド

効率よく SRP を行い 歯科医院の生産性を高める！

LM feel the difference

シャープニングが
不要です！



LM シャープダイヤモンドを使えば

次世代 PVD コーティング と 人間工学的ハンドル で 疲れ知らず！

POINT 1 シャープニングフリー

シャープニングをせずに切れ味が持続する

※LM シャープダイヤモンドは、シャープニングを行うことができません



切れ味が
持続するよ

POINT 2 エルゴセンスハンドル

人間工学に基づいたエルゴノミックデザイン

持ちやすく
疲れにくいよ



POINT 3 PVD コーティング

非常に耐久性の高い特殊金属でコーティング


※PVD: Physical Vapor Deposition
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある



これが
シャープニング
フリーの秘密

シャープニング不要な LM シャープダイヤモンドは変形の心配も不要！

インstrumentの形状と安定性の推移比較



過度なシャープニングは原型を変える可能性があります、耐久性の低下や破損リスクを高めることが明らかになっています。

こんな悩みのある方に
おすすめ！

忙しくて、
シャープニングをする
時間がない↓↓
シャープニングが
苦手...

原型を崩してしまい、
寿命を短くしてしまう





LM ErgoSense SHARP DIAMOND

LMシャープダイヤモンドシリーズ



FAQ 公開中!

QRコードを
Check!

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました!

白水ホームページで公開中!

グレーシーキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 1-2 201-202 SD ES
- 前歯用



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 7-8 207-208 SD ES
- 臼歯の頬側・舌側用



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 9-10 209-210 SD ES
- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 11-12 211-212 SD ES
- 臼歯の近心用



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 13-14 213-214 SD ES
- 臼歯の遠心用



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 15-16 245-246 SD ES
- 臼歯の近心用
(#11-12よりシャンクが鋭角)



LM シャープダイヤモンド
グレーシーキュレット 17-18 247-248 SD ES
- 臼歯の遠心用
(#13-14よりシャンクが鋭角)

シッケルステーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
シャープジャック 315-316 SD ES
- 全ての部位
- ブレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や
歯間部にも最適



LM シャープダイヤモンド
ネブラスカ 128 128-128 SD ES
- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適



LM シャープダイヤモンド
シッケル LM23 313-314 SD ES
- 全ての部位
- ミニシッケルよりブレードが短く第一シャンクが長い



LM シャープダイヤモンド
ステーラー H6-H7 146-147 SD ES
- 全ての部位

ミニ シッケルステーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
ミニ シッケル 311-312 SD ES
- 全ての部位
- 特に隣接面に使用

マイクロ シッケルステーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
マイクロ シッケル 301-302 SD ES
- 刃部が非常にコンパクト
- タイトな歯間空隙に使用

ミニ グレーシーキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 1-2 201-202 MSD ES
- 前歯用



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 7-8 207-208 MSD ES
- 臼歯の頬側・舌側用



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 11-12 211-212 MSD ES
- 臼歯の近心用



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 13-14 213-214 MSD ES
- 臼歯の遠心用



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 15-16 245-246 MSD ES
- 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)



LM シャープダイヤモンド
ミニ グレーシーキュレット 17-18 247-248 MSD ES
- 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

ユニバーサルキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
コロンビア 4L-4R 219-220 SD ES
- 全ての部位
- 特に臼歯用



LM シャープダイヤモンド
バーンハルト 5-6 227-228 SD ES
- 全ての部位
- 第一シャンクが短い

ミニ シンテット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド
ミニ シンテット 215-216 MSD ES
- ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレット
を組み合わせた両刃のデザイン
- 根分岐部や隣接面に最適

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器

LM feel the difference

LM インструメンツ社
(フィンランド)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西船場3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2024.03 P3,000 B09 Ver.2.2.4