

歯科用 シャープニングフリー インストルメント

# LM シャープダイヤモンド

LM

feel the difference

効率よく SRP を行い

歯科医院の

生産性を高める!

シャープニングが  
不要です!

こんな悩みの  
ある方に  
おすすめ!

忙しくて、毎日  
シャープニングをする  
時間がない↓

原型を崩してしまい、  
寿命を短くしてしまう

シャープニングが  
苦手・・・

GOOD!

LM シャープダイヤモンドを使えば

お悩みを **解決** してくれます!

次世代 PVD コーティング と 人間工学的ハンドル で 疲れ知らず!


POINT 1 シャープニングをしなくても切れ味が持続する  
**1** シャープニングフリー

POINT 2 人間工学に基づいたエルゴノミックデザイン  
**2** エルゴセンスハンドル

持ちやすく  
疲れにくいよ

切れ味が  
持続するよ

耐摩耗性の比較



これが  
シャープニング  
フリーの秘密

シャープダイヤモンドは、**1.8倍以上**の  
耐摩耗性を示しました。(従来品比)

POINT 3 非常に耐久性の高い特殊金属でコーティング  
**3** PVD\*コーティング

\*PVD: Physical Vapor Deposition  
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

※LM シャープダイヤモンドは、  
シャープニングを行うことができません



LM ErgoSense SHARP DIAMOND

LM シャープダイヤモンドシリーズ



FAQ 公開中!

QRコードを  
Check!

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました!

白水ホームページで公開中!

## グレーシーキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 1-2 201-202 SD ES  
- 前歯用



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 7-8 207-208 SD ES  
- 臼歯の頬側・舌側用



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 9-10 209-210 SD ES  
- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 11-12 211-212 SD ES  
- 臼歯の近心用



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 13-14 213-214 SD ES  
- 臼歯の遠心用



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 15-16 215-216 SD ES  
- 臼歯の近心用  
(#11-12よりシャンクが鋭角)



LM シャープダイヤモンド  
グレーシーキュレット 17-18 217-218 SD ES  
- 臼歯の遠心用  
(#13-14よりシャンクが鋭角)

## ミニ グレーシーキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 1-2 201-202 MSD ES  
- 前歯用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 7-8 207-208 MSD ES  
- 臼歯の頬側・舌側用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 11-12 211-212 MSD ES  
- 臼歯の近心用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 13-14 213-214 MSD ES  
- 臼歯の遠心用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 15-16 245-246 MSD ES  
- 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレーシーキュレット 17-18 247-248 MSD ES  
- 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

## シクルスケーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
シャープジャック 315-316 SD ES  
- 全ての部位  
- ブレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や  
歯間部にも最適



LM シャープダイヤモンド  
ネブラスカ 128 128-128 SD ES  
- 前歯用  
- ブレードが細く歯間部にも最適



LM シャープダイヤモンド  
シクル LM23 313-314 SD ES  
- 全ての部位  
- ミニシクルよりブレードが短く第一シャンクが長い



LM シャープダイヤモンド  
スケーラー H6-H7 146-147 SD ES  
- 全ての部位

## ミニ シクルスケーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ シクル 311-312 SD ES  
- 全ての部位  
- 特に隣接面に使用

## マイクロ シクルスケーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
マイクロ シクル 301-302 SD ES  
- 刃部が非常にコンパクト  
- タイトな歯間空隙に使用

## ユニバーサルキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
コロンビア 4L-4R 219-220 SD ES  
- 全ての部位  
- 特に臼歯用



LM シャープダイヤモンド  
バーンハルト 5-6 227-228 SD ES  
- 全ての部位  
- 第一シャンクが短い

## ミニ シンテット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ シンテット 215-216 MSD ES  
- ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレット  
を組み合わせた両刃のデザイン  
- 根分岐部や隣接面に最適

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器



LM インструメンツ社  
(フィンランド)



〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618  
〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2022.07 P3.000 B09 Ver.2.2.2