

LMErgoMix



チップ、ロックグリップ、ハンドルを取り外せる

LMエルゴミックス



人間工学に基づいたデザインなので

手にしっかりとフィット



チップ、ロックグリップ、ハンドルを **自由に組み合わせてカスタマイズ**

エッジが消耗しても **チップを交換するだけ** で新品のインスツルメントに早変わり!!



インプラントと同じチタン素材



無駄が無く、**経済的**

滅菌も可能



インプラント専用スケーラー


インプラントと同じチタン素材を使用していることによって
インプラントに優しいスケリングが行えます。



『現在インプラント周囲炎が問題となっていますが、効果的な対処法がまだ確立しておらず、現状ではインプラント周囲炎を発症しないよう、メンテナンスを行っていくことが必須です。メンテナンス時はインプラント体に対する侵襲を最小限にとどめる為に、チタン製スケーラーの使用をおすすめします。LMエルゴミックスはチタン合金であり、インスツルメントの消毒・滅菌やシャープニングも通常管理同様問題なく行え、安心して使用できます。また、普段より愛用しているLMスケーラーと同形態で到達性にも優れており、重宝しています。LMエルゴミックス シリーズはチップ取替式で、消耗度合に合わせて個々にチップ交換ができる点も魅力的です。』

写真・談 提供: スウェーデン デンタルセンター 弘岡秀明 先生、加藤典 先生(歯科衛生士)

チップの付け替えは
簡単!



インプラントにも優しいチタン製

■ LMエルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ(インプラント用)
[00231945]



■ LMエルゴミックス グレーシー ミニ 1/2(インプラント用)
[00231946]



■ LMエルゴミックス グレーシー ミニ 11/12(インプラント用)
[00231947]



■ LMエルゴミックス グレーシー ミニ 13/14(インプラント用)
[00231948]



標準価格: 1本 ¥14,500

((スペアパーツ))

ハンドル		標準価格: 1本 ¥6,500
	商品名	品番
	LMエルゴミックス ハンドル (ダークグレー)	00231986

ロックグリップ		標準価格: 2ヶ1組 ¥6,500
	商品名	品番
	LMエルゴミックス スペアグリップ オレンジ 2個	00231990
	LMエルゴミックス スペアグリップ ライトブルー 2個	00231991
	LMエルゴミックス スペアグリップ グレー 2個	00231992
	LMエルゴミックス スペアグリップ イエロー 2個	00231993
	LMエルゴミックス スペアグリップ ダークグレー 2個	00231994
	LMエルゴミックス スペアグリップ レッド 2個	00231995

チタン製チップ(インプラント用)		標準価格: 1本 ¥3,800
	商品名	品番
	LMエルゴミックス ユニバーサル ミニ スペアチップ L (インプラント用)	00231955
	LMエルゴミックス ユニバーサル ミニ スペアチップ R (インプラント用)	00231956
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #1 スペアチップ (インプラント用)	00231957
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #2 スペアチップ (インプラント用)	00231958
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #11 スペアチップ (インプラント用)	00231959
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #12 スペアチップ (インプラント用)	00231960
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #13 スペアチップ (インプラント用)	00231961
	LMエルゴミックス グレーシー ミニ #14 スペアチップ (インプラント用)	00231962

医療機器届出番号 27B1X00020223001, 27B1X00020223002 (一般医療機器)

記載されている標準価格は2023年3月現在のものです。(税別)



LMインスツルメンツ社
(フィンランド)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ2階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.03.P1,000 B19 Ver.2.1.3