

歯周治療用チップが
5本ついてくる!

※縁上用…#1, #1S, #10
縁下用…H3, HY1

3種類のおトクな
セットをご用意!

スプラソン P-MAX2 キャンペーン

多目的超音波治療器 スプラソン P-MAX2
ベーシックシステムに、「タンク式注水システム」、または
「シャリオカート」、または「タンク注水システム+シャリオカート」
をセットにして特別価格にてご提供いたします。

2022.3.22 ▶▶ 2022.6.20 まで

ニュートロン LED
スリムハンドピース

LED付

NEWTRON B.LED

ニュートロン
チタンハンドピース

LED無

ACTEON

オートクレープ滅菌が可能なチタンハンドピース。
ハンドピース内部の発振体、ハンドピースコードの
コネクタ部分を含め、液体の触れる部分には
チタンを使用し、これまで以上に耐腐食性が
向上しました。



A タンク式注水システム付セット



残量が分かり易い!

液体の補充が簡単!

LED付

キャンペーン標準価格
298,000 円

LED無

キャンペーン標準価格
280,000 円

B シャリオカート付セット



スプラソン P-MAX2
ベーシックシステム

P-MAX2
にピッタリ
の軽量カート!

シンプルデザインで
使いやすい!

シャリオカート
<サイズ>

W388.2×H690×D380mm

※使用イメージ

LED付

キャンペーン標準価格
298,000 円

LED無

キャンペーン標準価格
280,000 円

C タンク式注水システム+シャリオカート付セット



スプラソン P-MAX2
タンク式注水システム

タンク+カート
のセット!

初めて導入される
方におススメ!!

※使用イメージ

LED付

キャンペーン標準価格
354,000 円

LED無

キャンペーン標準価格
336,000 円



スプラソン P-MAX2 未体験の方必見！



いま感じている**ストレス**、 **超音波スケーラーの常識**だと諦めていませんか？

Q1 / スプラソン P-MAX2は発振が安定するまでに時間がかかるものですか？

A1 いいえ。
スプラソン P-MAX2 の特長である"ニュートロンテクノロジー"の働きにより、フットスイッチを踏むと瞬時に発振が安定します。様々な歯面や歯石の状況においても常に安定した振動を得ることが出来ます。



Q2 / 歯石除去以外でも使用できますか？

A2 使用可能です。
ペリオ・エンド・スケーリングという3つのモードを備え、歯周治療・歯内療法・補綴治療・メンテナンスなど様々な用途に使用可能です。

※歯周治療・歯内療法…歯の切削、根管拡大、洗浄、清掃、異物の除去、根管充填材の充填 補綴治療…接着性の強化



線下から線上まで幅広いペリオ治療用

歯内療法に適用

歯肉線上のスケーリングに適用

Q3 / インプラントの歯石除去やメンテナンスでも使用できますか？

A3 使用できます。
インプラント体と同じ純チタンを素材としたチップやプラスチック製のチップなどを取り揃えているため、インプラントの歯石除去やメンテナンスに使用する事ができます。



Q4 / チップから多方面に水が飛び散るのは仕方のないことですか？
メンテナンスの際、十分にイリゲーションができていないか心配です。

A4 いいえ。
スプラソン P-MAX2 では使用用途に応じて細かく水量調整をすることが可能です。例えば、ペリオモードで使用の際は水をチップの形状に沿って先端まで到達させて十分に水をいき渡らせることができるため、歯周ポケット内の環境改善が期待できます。

3種類の注水システム



ユニットからの内部注水を利用した…
ベシックスシステム



2本のタンクを備え、水以外の液体の使用が可能…
タンクシステム



滅菌対応の注水システム…
ステリシステム

Q5 / 注水タンクの衛生面に心配があります。

A5 P-MAX2のタンクはシンプルな構造のため、毎日の清掃が容易で、簡単に清潔を保てます。
容量400mlのタンクを2個搭載しており、注ぎ足しも簡単です。



医療機器認証番号 224ALBZX00039000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号 16300BZZ02398000
管理医療機器

詳しい説明・デモ・院内勉強会など随時受け付けています。オンライン(ZOOM)も可能です。
お気軽にご相談ください。お問い合わせは白水貿易まで。

導入後のアフターフォローも充実しています！

東京・大阪・埼玉でセミナー開催！詳しくは **白水貿易 セミナー** で検索！

基礎的なことから学びたい方にオススメ！

超音波スケーラーの
基本の“キ”セミナー

P-MAX ユーザー限定



幅広い症例に対応したい方にオススメ！

使いこなそう P-MAX2

~PMTc、矯正、インプラント、補綴物、
根分岐部、着色除去 あらゆる処置に~