



FAQ 公開中！

QR コードを
Check!

LM シャープダイヤモンドに関する
よくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！

HAKUSUI

LM

feel the
difference

効率よく SRP を行い
歯科医院の
生産性を高める！

シャープニングが
不要です！！

こんな悩みのある方に
おススメ！

2pack
campaign!

LM シャープダイヤモンド

\\ 同一品番 //

2 本組
キャンペーン

キャンペーン期間

2022 **5.23** ▶ **7.20**
Mon Wed

期間中、対象の LM シャープダイヤモンドの 2 本組セットを
特別価格にてご提供いたします。

対象商品が
増えました！

シャープニング
が苦手…

忙しくて
シャープニングの
時間がない…

原型を崩してしまい、
寿命を縮めてしまう ↓↓

LM シャープダイヤモンドで
お悩みを

解決



マイクロにも **ピッタリ！**

CHECK!

LM シャープダイヤモンドは
光が反射しにくいので、施術者の目に優しい！
マイクロを用いた施術にオススメです。

zoom

LM シャープダイヤモンド関連

おすすめウェビナー
のご案内

お申込みは **コチラ**



DH も



DR も



はじめよう！マイクロ
Step Forward

これからマイクロを使ってみたい！けど使いこなせるか自信のない
歯科衛生士・歯科医師のみならず、ぜひウェビナーにご参加ください！



講師
高橋 規子 先生

歯科衛生士

2022 年 9 月 7 日 (水) ☎13:00 ~ 14:30

参加費：6,500 円 (税込)

※同じ医院の受講者の方に限り
2 人目以降は 5,500 円

定 員：50 名

参加特典♪

LM シャープダイヤモンド シックルスクレーパー
マイクロシickle 301-302 SD ES

対象商品

グレーシーキュレット

00239350 LM シャープダイヤモンド グレーシー 1-2 2本組

× 2本



- 前歯用

00239353 LM シャープダイヤモンド グレーシー 7-8 2本組

× 2本



- 臼歯の頬側・舌側用

00239354 LM シャープダイヤモンド グレーシー 9-10 2本組

× 2本



- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、
分岐部用

NEW

00239355 LM シャープダイヤモンド グレーシー 11-12 2本組

× 2本



- 臼歯の近心用

00239356 LM シャープダイヤモンド グレーシー 13-14 2本組

× 2本



- 臼歯の遠心用

00239357 LM シャープダイヤモンド グレーシー 15-16 2本組

× 2本



- 臼歯の近心用
(#11-12より
シャンクが鋭角)

NEW

00239358 LM シャープダイヤモンド グレーシー 17-18 2本組

× 2本



- 臼歯の遠心用
(#13-14より
シャンクが鋭角)

NEW

2本合計 標準価格 ~~13,800~~円 (税別) のところ

特別価格

↓ ↓ ↓
でご提供いたします

シックルスケーラー

00239300 LM シャープダイヤモンド シャープジャック 2本組

× 2本



- 全ての部位
- ブレードが細く傾斜があるため、
臼歯隣接面や歯間部にも最適

00239305 LM シャープダイヤモンド ネブラスカ 2本組

× 2本



- 前歯用
- ブレードが細く
歯間部にも最適

00239310 LM シャープダイヤモンド シックル LM23 2本組

× 2本



- 全ての部位
- ミニシックルよりブレードが短く
第一シャンクが長い

00239315 LM シャープダイヤモンド スケーラー H6-H7 2本組

× 2本



- 全ての部位

ミニ シックルスケーラー

00239325 LM シャープダイヤモンド ミニシックル 2本組

× 2本



- 全ての部位
- 特に隣接面に使用

マイクロ シックルスケーラー

00239320 LM シャープダイヤモンド マイクロシックル 2本組

× 2本



- 刃部が非常にコンパクト
- タイタニウム歯間空隙に使用

ユニバーサルキュレット

00239380 LM シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R 2本組

× 2本



- 全ての部位
- 特に臼歯用

00239390 LM シャープダイヤモンド バーンハルト 5-6 2本組

× 2本



- 全ての部位
- 第一シャンクが短い

ミニ シンテット

00239330 LM シャープダイヤモンド ミニシンテット 2本組

× 2本



- グレーシーキュレットの11と14、
12と13を両刃で合わせた
ユニバーサルキュレット
- 近心・遠心に対応、根分岐部にも
最適

ミニ グレーシーキュレット

00239340 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 1-2 2本組

× 2本



- 前歯用

00239341 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 7-8 2本組

× 2本



- 臼歯の頬側・舌側用

00239342 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 11-12 2本組

× 2本



- 臼歯の近心用

00239343 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 13-14 2本組

× 2本



- 臼歯の遠心用

00239344 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 15-16 2本組

× 2本



- 臼歯の近心用
(#11-12より
シャンクが鋭角)

00239345 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 17-18 2本組

× 2本



- 臼歯の遠心用
(#13-14より
シャンクが鋭角)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器

LM feel the difference

LM インストルメンツ社
(フィンランド)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中区山崎3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2022.1.P18,000 K08