



LM

feel the
difference

LMDental

LMインスツルメント 総合カタログ



目次

3 LM-Instruments Oy

LM インストルメンツ社について、金属工学、ハンドルの種類



11 診査 DIAGNOSTICS

ミラーハンドル、エキスプローラー、ペリオプローブ、ファークーションプローブ



17 歯周治療 PERIODONTICS

シクルスケーラー、ユニバーサルキュレット、
スペシャルインストルメント (シンテット)、ファークーションインストルメント、
ホースケーラー、グレーシーキュレット、シャープダイヤモンド、
エルゴミックス (インプラント用)、外科用メスハンドル



37 修復 RESTORATION

エキスカベーター、ジンジバルマージン トリマー、スパチュラ、コードパッカー、
ベースキャリアー、プラガー (CR 用)、バーニッシャー、アルテ、
ダークダイヤモンド、コンポジット用、カーバー、エクセススケーラー、
フィリングリムーバー、クラウンオフ、マルチホルダー



51 歯内療法 ENDODONTICS

エキスプローラー、エキスカベーター、エンドスプレッダー、プラガー



53 外科 EXTRACTION

ツイストアウト、リフトアウト、専用カセット、スリムリフト、残根除去用インスツ
ルメント



57 メンテナンス MAINTENANCE

トレーシステム、コードボタン、コードリング、シャープナー、メンテナンス



58 索引

from FINLAND



北欧生まれの インスツルメント

フィンランドはスウェーデン、ノルウェー、ロシアと国境を接する北欧の国です。首都ヘルシンキは、バルト海の半島と周辺の島々からなっています。同市にはまた、18 世紀の要塞スオメンリンナ、ファッショナブルなデザイン地区、数多くの博物館や美術館があります。北極圏のラップランドは広大な国立公園やスキーリゾートを擁する大自然で知られ、オーロラを見ることもできます。

LM インスツルメンツ社はフィンランド第2の都市、トゥルク近郊の町で製品の開発・生産を行っています。



YACHT

ヨット



HELSINKI CATHEDRAL

ヘルシンキ大聖堂



SANTA CLAUS

サンタクロース




AURORA

オーロラ



SAUNA

サウナ



Your skills are wo



Managing Director
Mr. Timo Helenius

LM インストルメンツ社は歯科用インストルメント製造のプロとして常に完成度の高い製品を世に送り出すことを目指し、ユーザーの皆さんに最良のツールをお届けするために製品の開発・生産を行っています。満足できる治療結果へと繋がる品質の高いインストルメントを供給するのが我々の使命だと考えています。

LM インストルメンツ社は最先端技術と熟練工による仕上げ技術を融合し、ユーザーのニーズに合った製品を生み出しています。

LM 213-214 SI
GRA 13-14





LM

feel the
difference

Birth LM



LM インスツルメンツ社は歯科医療に従事する専門家のニーズに呼応するインスツルメントを開発し生産しています。エンドユーザーとのコミュニケーションを大切にしその声を最新のインスツルメント開発に反映させるよう努めています。LM インスツルメンツ社は 1989 年にシリコン製ハンドルのインスツルメントを他社に先駆けて売り出しました。

我々は会社設立当初から“人間工学”を常に念頭に置いて商品開発を行ってきました。

1980 年代に市場に導入した人間工学に基づいた太いハンドル、弾力性のあるハンドル表面、軽量化、カラーコード化等の技術革新はユーザーに広く浸透し、21 世紀の今日では業界の標準的なモデルとなっています。

手に馴染み、滑りにくいインスツルメントのグリップはその使い勝手の良さと効率性が全世界に認められています。インスツルメントの使用者のみならず治療を受けた患者さんもその違いに気付くことでしょう。


LM インスツルメンツ社の製品は全て北欧で生産されています。最先端技術を結集したハイテクインスツルメントの最終仕上げは熟練工の手によって施され、高品質で高機能なインスツルメントを完成させます。



LM-DuraGradeMAX – supersteel

耐摩耗性を追及した金属工学

ブレード金属の耐摩耗性の高さは歯科用インスツルメントに必要な重要な要素の一つです。ブレードが摩耗していないシャープなインスツルメントは効率が良く、安心して使うことができます。最新の金属工学に基づいた材料研究の結果生み出された LM-DuraGradeMAX スチールは LM インスツルメンツ社の全インスツルメントに使用されています。2つのスチールは耐摩耗性が高く、少ないシャープニングストロークで十分なエッジが得られます。再生率が高く、シャープニング後は購入した時と同じ表面性状が得られます。



The pioneer in ergonomics

人間工学を考えたハンドル

人間工学的な形態のハンドインスツルメントに必要な条件とは何でしょうか？

まず第 1 に、滑りにくく自然に把持できる形でなければなりません。

第 2 に、軽量で職業病を効果的に予防する形状でなければなりません。

第 3 に、触覚感度や操作性の良さが必要です。術者にとっても患者さんにとっても信頼性、耐摩耗性、快適性が重要な要素であるといえます。LM インスツルメンツ社の創立者の一人である Pekka Kangasniemi 医学博士は 1980 年代にいち早くこの重要な要素を充たす人間工学的な形状に着目しインスツルメントを開発しました。



ハンドルの選択

人間工学的なインスツルメントを選択することによって歯科医療に従事する際の快適性に大きな違いが生じます。

一年間に約 2000 時間もの間使用するハンドインスツルメントに最も重要なのはインスツルメントのデザイン、重さ、感触です。

LM インスツルメンツ社のハンドインスツルメントはハンドルの種類を選択することができます。各ハンドルの形態は人間工学に基づいて開発され、弾性シリコンでコーティングされています。術者の手にフィットし、症例に応じて適切なハンドルを選択することで手指への負担を軽減できます。

新しいカラー

ハンドルの色が明るくなり、インスツルメントの種類やコードの印字が見やすくなり、診療やメンテナンス中のインスツルメントの識別がより容易になりました。

ハンドルの種類



エルゴノーム

細いハンドルで、比較的に力が必要としない処置に適しています。



エルゴマックス

永年にわたり、多くの方に親しまれている人間工学的なハンドルデザインです。握りやすく操作性に優れています。



エルゴセンス

太いハンドルの LM エルゴセンスは人間工学に基づいた設計で効率良く処置を行うことができます。

ハンドルコードと直径

LMエルゴノーム

Si = ErgoNorm handle
(Ø 8.5 mm)

LMエルゴマックス

XSi = ErgoMax handle
(Ø 11.5 mm)

LMエルゴセンス

ES = ErgoSense handle
(Ø 13.7 mm)

特殊ハンドル



エルゴミックス

チップの付け替えが可能なので無駄が無く経済的です。利用可能なインスツルメントの種類は 35 ページを参照してください。

LMエルゴミックス

EM = ErgoMix handle
(Ø 12.5 mm)



エルゴシングル

患部にアクセスしやすい均整の取れたフォルムのミラーハンドルです。

LMエルゴシングル


ESi = ErgoSingle handle
(Ø 11.5 mm)

人間工学を 50 年間追求し続けた LM シリコンハンドルの把持力の推移

腱鞘炎や手根管症候群、ドケルバン病など、
歯科衛生士や歯科医療従事者には、手を痛めるリスクが常に付いて回ります。

LM 社のインスツルメントは、滑りにくく自然に把持しやすいだけでなく、
触覚感覚や操作性の良さを追求し、職業病を効果的に予防する形状をしております。

軽い把持力で最大限のパフォーマンスを発揮できる
LM インスツルメントを、私たちは自信を持ってお勧めいたします。



LMエルゴセンスハンドル

LM Sharp Diamond

LM シャープダイヤモンド

詳しくは
P30
からご確認
いただけます

LM シャープダイヤモンド
ミニ シンデット アンテリア
275-276 MSD ES

LM シャープダイヤモンド
シッフル LM23 スリム
343-344 SD ES

LM シャープダイヤモンド
ミニ マッコール 135-145
222-223 MSD ES

LM から新しいインスツルメントが仲間に加わりました。

LMエルゴセンスハンドル

LM Dark Diamond

LM ダークダイヤモンド

詳しくは
P44
からご確認
いただけます

LM アルテ
ダークダイヤモンド
エクセンDD
307-308DDES

LM アルテ
ダークダイヤモンド
モデラDD
442-443DDES

LM アルテ
ダークダイヤモンド
フィスラDD
481-487DDES


LM アルテ
ダークダイヤモンド
アプリカDD
46-49DDES

LM アルテ
ダークダイヤモンド
コンデンサーDD
488-489DDES

DIAGNOSTICS

- ミラーハンドル
- エクスプローラー
- ペリオプローブ
- ファークেশヨンプローブ

診
査



ミラーハンドル、エクスプローラー

医療機器届出番号 27B1X00020221036 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

ミラーハンドル

LM25ミラーハンドルのネジ山は国際水準のM2.5に準拠しています。
装着可能なミラーシャングの直径は2.5mmです。ミラーは別売です。



LMエルゴシングル ミラーハンドル

ESi エルゴシングル

- バランスのとれたデザインで治療部位へのアクセスが容易
- 色: グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1本)
25 ESi	グレー / 00233108 レッド / 00233109 ブルー / 00233110	¥2,700



※ミラー別売

LMミラーハンドル

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭タイプ
- 色: グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1本)
25 Si	グレー / 00233101 レッド / 00233103 ブルー / 00233105	¥1,400
25 XSi	グレー / 00233102 レッド / 00233104 ブルー / 00233106	¥1,600



※ミラー別売

LMミラーハンドルJM

XSi エルゴマックス

- インプラント治療に使用
- 色: レッド

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1本)
25-473 XSi	レッド / 00233107	¥3,500



※写真はイメージです

プリマミラー サイズ4

- 12ヶ入

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
プリマミラーサイズ4 12個入り	00233121	¥4,000

エクスプローラー

歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用します。

LMエクスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。



LMエクスプローラー 5-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
5-8 Si	00231021	¥2,400
5-8 XSi	00231022	¥2,800



LMエクスプローラー 5-9

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
5-9 Si	00231023	¥2,400
5-9 XSi	00231024	¥2,800

エキスポローラー

医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

LMエキスポローラー センタード 9-17C

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 長い第一シャンクとバックアクションブレード
- 臼歯遠心面のプロービングに使用
- 刃先が中心軸にある (17C)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
9-17C Si	00231017	¥2,400
9-17C XSi	00231018	¥2,800



LMエキスポローラー 17-23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 遠心面に使用(17)
- う蝕探知に用いる (23)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
17-23 Si	00231033	¥2,400
17-23 XSi	00231034	¥2,800

LMエキスポローラー センタード 17C-23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃先が中心軸にある (17C)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
17C-23 Si	00231035	¥2,400
17C-23 XSi	00231036	¥2,800



遠心面用のプローブ

LMエキスポローラー 3-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 一般的な探知に用いる

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
3-6 Si	00231019	¥2,400
3-6 XSi	00231020	¥2,800

LMエキスポローラー 11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- シャンクの角度は LM グレーシー
キュレット 11-12 と同じ

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
11-12 Si	00231029	¥2,400
11-12 XSi	00231030	¥2,800



歯肉縁下で根面の審査に使用

LMフレックスプローラー 11F-12F

XSi エルゴマックス

- LM エキスポローラー 11-12 よりシャンクが長く、より繊細なエキスポローラー
- 歯肉縁下歯石や深い歯周ポケットの診査に最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
11F-12F XSi	00231043	¥3,000

エキスプローラー、ペリオプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



LMエキスプローラー プロセテック 18-19

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 補綴クラウン、ブリッジ、インレー / オンレー補綴物用
- マージン部の感知力に優れています



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
18-19 Si	00231037	¥2,400
18-19 XSi	00231038	¥2,800



LMエキスプローラー ホルスト 29

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
29 Si	00231039	¥2,200
29 XSi	00231040	¥2,600



LMエキスプローラー 9

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
9 Si	00231027	¥2,200
9 XSi	00231028	¥2,600

ペリオプローブ

う蝕用探針と歯周プローブを組み合わせたインストルメントです。

ほとんどのLMエキスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。



ペリオプローブWHOは
0.5-3-2-3-3です



目盛: 2mm 毎

LMペリオプローブ 23-52B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-52B Si	00231031	¥5,400
23-52B XSi	00231032	¥5,800

ペリオプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



目盛：2mm 毎

LMペリオプローブ 8-520B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
8-520B Si	00231055	¥5,400
8-520B XSi	00231056	¥5,800



目盛：2mm 毎

LMペリオプローブ 23-520B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-520B Si	00231051	¥5,400
23-520B XSi	00231052	¥5,800



目盛：3mm 毎

LMペリオプローブ 23-530B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-530B Si	00231053	¥5,400
23-530B XSi	00231054	¥5,800



目盛：1-2-3-5-7-8-9-10

LMペリオプローブ ウィリアム 51

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
51 Si	00231065	¥4,300
51 XSi	00231066	¥4,700



目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 8-550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
8-550B Si	00231061	¥5,400
8-550B XSi	00231062	¥5,800



目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 23-550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-550B Si	00231059	¥5,400
23-550B XSi	00231060	¥5,800



目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭、ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
550B Si	00231057	¥5,000
550B XSi	00231058	¥5,400

ペリオプローブ・ファークーションプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020223045 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



目盛: 1mm 毎

LMノースカロライナ プローブ 54B

XSil エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
54B XSi	00231068	¥4,700



目盛: 2mm 毎

LMプローブ 52B

Si エルゴノーム XSil エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
52B Si	00231071	¥4,300
52B XSi	00231070	¥4,700



目盛: 3mm 毎

LMマーキス12 プローブ 53B


XSil エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
53B XSi	00231075	¥4,700

ファークーションプローブ

根分歧部の形態と深さを測定するために使用します。




根分歧部を様々な角度から診査するのに使用します。
上顎、下顎両方に使用できます。



LMネイバースプローブ 20-21

Si エルゴノーム XSil エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
20-21 Si	00231041	¥5,400
20-21 XSi	00231042	¥5,800




目盛: 2mm 毎
球あり

LMペリオプローブ ファークーション

Si エルゴノーム XSil エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
20B-21B Si	00231063	¥5,400
20B-21B XSi	00231064	¥5,800



PERIODONTICS

- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- スペシャルインスツルメント
(シンデット)
- ファーケーションインスツルメント
- ホースケーラー
- グレーシーキュレット
- シャープダイヤモンド
- エルゴミックス(インプラント用)
- 外科用メスハンドル



シクルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器

シクルスケーラー

歯肉縁上歯石の除去に使用します。

インストルメンテーション：

カッティングエッジの先端三分の一を歯にあてて歯石を除去します。インストルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを 70°から 80°の角度であてます。側圧を加えながらスケーラーを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。2 ～ 3mm の短いストロークで使用します。

形態：


- ・断面が三角形
- ・フェイスが第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカッティングエッジ(赤線部分)
- ・尖った刃先



QRコードを読み取って動画を *check!*



シヤープニング



LMシクルスケーラー ミクロ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃部が非常に細くコンパクトでタイトな歯間空隙にも最適
- 前歯叢生部にも有効



種類	商品コード	標準価格(1本)
301-302 Si	00231601	¥6,200
301-302 XSi	00231602	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMシクルスケーラー LM2045

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 鋭角なシャンク、非常に細い刃部
- 臼歯部にも有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
303-304 Si	00231593	¥6,200
303-304 XSi	00231594	¥6,600



LMシクルスケーラー ミニ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 全歯面、特に隣接面に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
311-312 Si	00231603	¥6,200
311-312 XSi	00231604	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



シヤープニング



臨床例



LMシクルスケーラー LM23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- LMシクルスケーラー ミニよりもブレードが短く、第一シャンクが長い
- 前・臼歯部に有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
313-314 Si	00231605	¥6,200
313-314 XSi	00231606	¥6,600

シックルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器

LMシックルスケーラー カプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 強く硬く、鋭い角度が付いたブレード
- 強固な歯肉縁上歯石を除去する際に使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
322-323 Si	00231607	¥6,200
322-323 XSi	00231608	¥6,600

LMシックルスケーラー ミニカプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ブレードの角度はカプランと同じだが、
- カプランより細い

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
333-334 Si	00231609	¥6,200
333-334 XSi	00231610	¥6,600

LMハイジニストスケーラー #H4-H5

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 90° のフェイス
- チゼルタイプの刃部は押す動作で使用
- シックルタイプの刃部は引く動作で使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
144-145 Si	00231613	¥6,200
144-145 XSi	00231614	¥6,600

LMハイジニストスケーラー #H6-H7

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
146-147 Si	00231011	¥6,200
146-147 XSi	00231012	¥6,600

QRコードを読み取って動画を check!



臨床例

LMラップランダー

XSi エルゴマックス

- LM スケーラー H6-H7 に似ているが側方に彎曲
- 臼歯部や隣接面にアクセスしやすい

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
148-149 XSi	00231010	¥6,600

LMネブラスカ

XSi エルゴマックス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
128-128 XSi	00231625	¥6,500

ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

ユニバーサルキュレット

全ての歯肉縁下と歯肉縁上の中程度の歯石から強固な歯石まで除去。

インストルメンテーション：

ユニバーサルキュレットのカットティングエッジの片方を歯面にあてて歯石を除去します。
インストルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを 70°から 80°の角度であてます。
側圧を加えながらキュレットを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。
インストルメントを少し傾けるだけで両サイドのカットティングエッジを使用できます。

形態：


- ・刃部が第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカットティングエッジ(赤線部分)
- ・丸い刃先
- ・シャンクが太い



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



LMマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 頑強なブレードと太いシャンク
- 主に前歯と小臼歯に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
222-223 Si	00230812	¥6,200
222-223 XSi	00230811	¥6,600




LMミニマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- より細く少し丸みを帯びた刃先
(シッフル型ではない)
- 深く狭窄な歯周ポケットに最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
222-223M Si	00230814	¥6,200
222-223M XSi	00230813	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMユニバーサルキュレット #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
225-226 Si	00230816	¥6,200
225-226 XSi	00230815	¥6,600



LMマッコール #17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 17-18
- 頑強で幅が均一な刃部
 - 全歯面に使用
 - 臼歯の広い歯面に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
277-278 Si	00230818	¥6,200
277-278 XSi	00230817	¥6,600



LMマッコール #17S-18S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 17S-18S
- 17-18 よりも細めのブレードと刃部
 - タイムな歯間空隙に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
279-280 Si	00230820	¥6,200
279-280 XSi	00230819	¥6,600

ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

ランガーキュレット

ユニバーサルキュレットの刃部とグレーシーキュレットのシャンクを組み合わせたキュレットです。到達困難な部位にもアクセスでき、同じインスツルメントエンドで近心面と遠心面を処置できます。

LMランガーキュレット
#1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 下顎の臼歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
281-282 Si	00230901	¥6,200
281-282 XSi	00230911	¥6,600

LMランガーキュレット
#3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 上顎の臼歯用




種類	商品コード	標準価格 (1本)
283-284 Si	00230903	¥6,200
283-284 XSi	00230913	¥6,600

LMランガーキュレット
#5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 上下顎の前歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
285-286 Si	00230905	¥6,200
285-286 XSi	00230915	¥6,600


ミニランガーキュレット

スタンダードモデルよりもシャンクが長く刃部が短くなっており、タイトな歯間空隙に適しています。深い歯周ポケットや根分岐部へのアクセスが容易です。

LMランガーキュレットミニ #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 下顎の小白歯、大臼歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
281-282M Si	00230821	¥6,200
281-282M XSi	00230822	¥6,600

LMランガーキュレットミニ
#3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 上顎の小白歯、大臼歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
283-284M Si	00230823	¥6,200
283-284M XSi	00230824	¥6,600

LMランガーキュレットミニ
#5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 上下顎の前歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
285-286M Si	00230825	¥6,200
285-286M XSi	00230826	¥6,600

ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器



LMゴールドマンフォックス #3

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 臼歯の隣接面歯間部に用いる

種類	商品コード	標準価格(1本)
233-234 Si	00230532	¥6,200
233-234 XSi	00230533	¥6,600



LMコロンビア #2R-2L

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 前歯、小白歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
217-218 Si	00230516	¥6,200
217-218 XSi	00230517	¥6,600



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例



LMコロンビア #4R-4L

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 Si	00230518	¥6,200
219-220 XSi	00230519	¥6,600



QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング



臨床例



LMコロンビア キュレット #13-14

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 大臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
237-238 Si	00230513	¥6,200
237-238 XSi	00230514	¥6,600



LMバーンハルト #5-6

XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 XSi	00230528	¥6,600

スペシャルインスツルメント、ファーケーションインスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221055 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221054 一般医療機器

スペシャルインスツルメント シンテット

ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレットを組み合わせたインスツルメントで歯肉縁上や歯肉縁下の歯石除去に使用します。

- ・凹面にも凸面にも使用できます。
- ・一つのインスツルメントヘッドで同一歯間部の近心面と遠心面を処理することができます。
- ・ミニモデルはタイトで深い歯周ポケットに適しています。

形態:

- ・緩くカーブしたカッティングエッジが両サイドに付いています。
- ・丸い刃先



QRコードを読み取って動画を

check!



臨床例



LMシンテット

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216 Si	00230315	¥6,600
215-216 XSi	00231315	¥7,000



LMシンテットミニ

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216M Si	00230415	¥6,600
215-216M XSi	00231415	¥7,000




ファーケーションインスツルメント

LMファーケーター

XSi エルゴマックス

- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝の清掃に使用。

種類	商品コード	標準価格(1本)
259-260 XSi	00231310	¥5,500



QRコードを読み取って動画を

check!



シャープニング



臨床例

LMダイヤモンドファイル SV 5-6

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- ダイヤモンドでコーティングされたカーブの付いた丸い刃先
- 深く窪んだ歯根面の清掃に使用
- 根分岐部用

種類	商品コード	標準価格(1本)
255-256D Si	00230305	¥13,500
255-256D XSi	00231306	¥13,900



LMダイヤモンドファイル SV 7-8

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- ダイヤモンドでコーティングされた卵形の刃先
- 深い根分岐部の清掃に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
257-258D Si	00230307	¥13,500
257-258D XSi	00231308	¥13,900



QRコードを読み取って動画を

check!



臨床例

ホースケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221050 一般医療機器

ホースケーラー

歯肉縁上、歯肉縁下の歯石除去に使用します。深く狭い歯周ポケットや窪んだ歯根面に適しています。

形態:

- ・角が丸く細い鋏型のブレード
- ・楕円形のカットティングエッジ



シャープニング



QRコードを読み取って動画を check!



LMホースケーラー アンテリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
112-113 Si	00231701	¥6,200
112-113 XSi	00231702	¥6,600



臨床例



QRコードを読み取って動画を check!



LMホースケーラー ラテラル

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
134-135 Si	00231703	¥6,200
134-135 XSi	00231704	¥6,600



臨床例



QRコードを読み取って動画を check!



LMホースケーラー ポステリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
156-157 Si	00231705	¥6,200
156-157 XSi	00231706	¥6,600



臨床例



QRコードを読み取って動画を check!

グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレーシーキュレット


- 歯肉縁下深部の歯石除去
- 歯肉縁下、歯根面の仕上げ



QRコードを読み取って動画を *check!*




シャープニング



形態

- ・フェイスは第1シャンクに対して約 20°の傾斜が付いています。
- ・カーブが付いたカッティングエッジが片側に付いています（赤線部分）
- ・丸い刃先




■ LM グレーシーキュレットタイプ別比較表

	スタンダード	リジッド	ミニ	マクロ AF スタンダード
第1 シャンクの長さ	通常	通常	3mm長い	3mm長い
シャンクの太さ	通常	太い	通常	通常
刃部（ブレード）の長さ	通常	通常	短い	通常
刃部（ブレード）の幅	通常	少し広い	細い	少し広い

■ LM グレーシーキュレット種類別お取り扱い早見表

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
LM201-202 Si/XSi 1/2	●	●	●	
LM203-204 Si/XSi 3/4	●			
LM266-267 Si/XSi P3/P4	●			
LM205-206 Si/XSi 5/6	●			●
LM207-208 Si/XSi 7/8	●	●	●	●
LM209-210 Si/XSi 9/10	●			
LM211-212 Si/XSi 11/12	●	●	●	●
LM213-214 Si/XSi 13/14	●	●	●	●
LM245-246 Si/XSi 15/16	●	●	●	
LM247-248 Si/XSi 17/18	●		●	

■ LMグレーシーキュレット使用部位



関連商品

エッジスター テストスティック (2本入)

商品コード	標準価格
00413523	¥500



カッティングエッジの切れ味を確認することができます。

グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

スタンダード グレーシーキュレット

LMグレーシーキュレット #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202 Si	00230101	¥6,200
201-202 XSi	00231101	¥6,600



LMグレーシーキュレット #3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
203-204 Si	00230103	¥6,200
203-204 XSi	00231103	¥6,600



LMグレーシーキュレット #P3-P4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- シャンクが短く頑強



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
266-267 Si	00230134	¥6,200
266-267 XSi	00231134	¥6,600

LMグレーシーキュレット #5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯、小臼歯用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
205-206 Si	00230105	¥6,200
205-206 XSi	00231105	¥6,600



QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング

LMグレーシーキュレット #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208 Si	00230107	¥6,200
207-208 XSi	00231107	¥6,600



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例

LMグレーシーキュレット #9-10

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
209-210 Si	00230109	¥6,200
209-210 XSi	00231109	¥6,600



グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器



LMグレーシーキュレット #11-12

- 小臼歯、大臼歯の近心面

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212 Si	00230111	¥6,200
211-212 XSi	00231111	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



臨床例



LMグレーシーキュレット #13-14

- 小臼歯、大臼歯の遠心面

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214 Si	00230113	¥6,200
213-214 XSi	00231113	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMグレーシーキュレット #15-16

- 大臼歯の近心面
- #11-12よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者さんの処置に便利です。

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
245-246 Si	00230115	¥6,200
245-246 XSi	00231115	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMグレーシーキュレット #17-18

- 大臼歯の遠心面
- #13-14よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者さんの処置に便利です。

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
247-248 Si	00230117	¥6,200
247-248 XSi	00231117	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例

グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレーシー リジッドキュレット

標準モデルよりシャンクが太く頑強で、刃部が少し幅広。



LMグレーシーキュレット リジッド #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202R Si	00231225	¥6,200
201-202R XSi	00231240	¥6,600



LMグレーシーキュレット リジッド #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208R Si	00231227	¥6,200
207-208R XSi	00231242	¥6,600



LMグレーシーキュレット リジッド #11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212R Si	00231229	¥6,200
211-212R XSi	00231244	¥6,600



LMグレーシーキュレット リジッド #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214R Si	00231231	¥6,200
213-214R XSi	00231246	¥6,600



LMグレーシーキュレット リジッド #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
245-246R Si	00231233	¥6,200
245-246R XSi	00231248	¥6,600

グレーシー ミニキュレット



LMグレーシーキュレット ミニ #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202M Si	00230201	¥6,200
201-202M XSi	00231201	¥6,600



LMグレーシーキュレット ミニ #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208M Si	00230207	¥6,200
207-208M XSi	00231207	¥6,600

グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器



LMグレイシーキュレット ミニ #11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-212M Si	00230211	¥6,200
211-212M XSi	00231211	¥6,600



LMグレイシーキュレット ミニ #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
213-214M Si	00230213	¥6,200
213-214M XSi	00231213	¥6,600



LMグレイシーキュレット ミニ #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-246M Si	00230215	¥6,200
245-246M XSi	00231215	¥6,600



LMグレイシーキュレット ミニ #17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
247-248M Si	00230217	¥6,200
247-248M XSi	00231217	¥6,600

グレイシー マクロキュレットAF スタンダード



LMグレイシーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
205-206AF Si	00233550	¥6,200
205-206AF XSi	00233560	¥6,600



LMグレイシーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
207-208AF Si	00233552	¥6,200
207-208AF XSi	00233562	¥6,600



LMグレイシーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-212AF Si	00233554	¥6,200
211-212AF XSi	00233564	¥6,600



LMグレイシーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
213-214AF Si	00233556	¥6,200
213-214AF XSi	00233566	¥6,600

シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器

シャープニング不要

シャープダイヤモンド

LM シャープダイヤモンドは、非常に耐久性の高い特殊金属でコーティングされており、シャープニングが必要ありません。コーティングは最先端のPVD (Physical Vapor Deposition：物理蒸着法) を使用し、硬度が高く、シャープニングをしなくても鋭さを長く継続させます。
ハンドグリップは人間工学を更に追求したエルゴセンスハンドルを採用しており、効率の良い作業が可能です。
シャープニングにあまり時間を費やしたくない、手に負担の少ないインスツルメントを使用したい術者に最適なアイテムです。



シャープダイヤモンド グレーシーキュレット

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 1-2

ES エルゴセンス

- 前歯用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202 SD ES	00232765	¥8,400

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 7-8

ES エルゴセンス

- 臼歯の頬側・舌側用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208 SD ES	00232766	¥8,400

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 9-10

ES エルゴセンス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用




種類	商品コード	標準価格 (1 本)
209-210 SD ES	00232769	¥8,400

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 11-12

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212 SD ES	00232767	¥8,400

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 13-14

ES エルゴセンス


- 臼歯の遠心用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214 SD ES	00232768	¥8,400

シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器



LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用
(#11-12よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 SD ES	00232770	¥8,400



LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用
(#13-14よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 SD ES	00232771	¥8,400

シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 1-2

ES エルゴセンス

- 前歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202 MSD ES	00232753	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 7-8

ES エルゴセンス

- 臼歯の頬側・舌側用

種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208 MSD ES	00232754	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 11-12

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212 MSD ES	00232755	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 13-14

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214 MSD ES	00232756	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用(#11-12よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 MSD ES	00232757	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用(#13-14よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 MSD ES	00232758	¥8,400

シャープダイヤモンド (シッケルスケラー)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020228040 一般医療機器

シャープダイヤモンド シッケルスケラー



LMシャープダイヤモンド シャープジャック

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- ブレードが細く傾斜があるため、
臼歯隣接面や歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
315-316 SD ES	00232745	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ネブラスカ

ES エルゴセンス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
128-128 SD ES	00232746	¥8,400




LMシャープダイヤモンド シッケルLM23

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- ミニシッケルよりブレードが短く
第一シャンクが長い

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
313-314 SD ES	00232748	¥8,400

NEW



LMシャープダイヤモンド シッケル LM23 スリム

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- シッケルLM23よりもブレードが細く歯間
部に最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
343-344 SD ES	00232778	¥8,400



LMシャープダイヤモンド スケラーH6-H7

ES エルゴセンス

- 全ての部位

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
146-147 SD ES	00232749	¥8,400

シャープダイヤモンド マイクロ/ミニ シッケルスケラー



LMシャープダイヤモンド マイクロシッケル

ES エルゴセンス

- 刃部が非常に細い
- タイトな歯間空隙に使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
301-302 SD ES	00232750	¥8,400



LMシャープダイヤモンド ミニシッケル

ES エルゴセンス

- 全額、特に隣接面に使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
311-312 SD ES	00232751	¥8,400

シャープダイヤモンド(ユニバーサルキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228041 一般医療機器

シャープダイヤモンド ユニバーサルキュレット



LMシャープダイヤモンド コロムビア 4L-4R

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 特に臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 SD ES	00232775	¥8,400



LMシャープダイヤモンド バーンハルト 5-6

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 SD ES	00232776	¥8,400

NEW



LMシャープダイヤモンド ミニ マックコール 13S-14S

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 深く狭いポケット用

種類	商品コード	標準価格(1本)
222-223 MSD ES	00232777	¥8,400

シャープダイヤモンド ミニ シンテット



LMシャープダイヤモンド ミニ シンテット

ES エルゴセンス

- ユニバーサルキュレットとグレイシーキュレット (1-2と7-8) を組み合わせた両刃のデザイン

種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216 MSD ES	00232752	¥9,200

NEW



LMシャープダイヤモンド ミニ シンテット アンテリア

ES エルゴセンス

- ユニバーサルキュレットとグレイシーキュレット (11-12と13-14) を組み合わせた両刃のデザイン
- 前歯部や小臼歯部の歯面に対応

種類	商品コード	標準価格(1本)
275-276 MSD ES	00232779	¥9,200

M-Dグレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

メジアル ディスタル グレイシーキュレット

1本で頬側/舌(口蓋)側に使用できるため、処置の流れに沿ってインストルメントを使用することができます。



メジアル
(近心)

ディスタル
(遠心)

コードリングがあらかじめ装着されています。

LM M-Dグレイシー #11-14

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-214 Si	00231801	¥6,200
211-214 XSi	00231802	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシー #12-13

種類	商品コード	標準価格 (1本)
212-213 Si	00231805	¥6,200
212-213 XSi	00231806	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシー #15-18

種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-248 Si	00231809	¥6,200
245-248 XSi	00231810	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシー #16-17

種類	商品コード	標準価格 (1本)
246-247 Si	00231813	¥6,200
246-247 XSi	00231814	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

メジアル ディスタル グレイシーミニキュレット

LM M-Dグレイシーミニ #11-14

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-214M Si	00231803	¥6,200
211-214M XSi	00231804	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシーミニ #12-13

種類	商品コード	標準価格 (1本)
212-213M Si	00231807	¥6,200
212-213M XSi	00231808	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシーミニ #15-18

種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-248M Si	00231811	¥6,200
245-248M XSi	00231812	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM M-Dグレイシーミニ #16-17

種類	商品コード	標準価格 (1本)
246-247M Si	00231815	¥6,200
246-247M XSi	00231816	¥6,600

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス


LMエルゴミックス(インプラント用)

医療機器届出番号 27B1X00020223001 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223002 一般医療機器

エルゴミックス(インプラントメンテナンス)

チップ部分の取り替えが可能なので、無駄が無く経済的。
チップの交換はロックグリップをゆるめてチップを差し込み、ロックグリップを締めるだけ。道具を必要とせず簡単。

つなぎ目はしっかりと封鎖されており衛生的。通常のインスツルメントと同様に滅菌可能。



インプラントメンテナンス用チタン製チップ
インプラントと同じチタン製なので、インプラントに傷が付きにくい。

LM エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ インプラント用

EM エルゴミックス



- 細い刃部
- タイトな歯間空隙に最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
283-284MTI EM	00231945	¥14,500

LM エルゴミックス グレーシーミニ #1-2 インプラント用

EM エルゴミックス



- 前歯、小臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202MTI EM	00231946	¥14,500

LM エルゴミックス グレーシーミニ #11-12 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の近心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212MTI EM	00231947	¥14,500

LM エルゴミックス グレーシーミニ #13-14 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の遠心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214MTI EM	00231948	¥14,500

エルゴミックス - スペアパーツ

商品名	種類	商品コード	標準価格
ハンドル			
エルゴミックス ハンドル ダークグレー	9011 EM	00231986	¥6,500
スペアロックグリップ 2個入			
オレンジ	9020 EM	00231990	¥6,500
ライトブルー	9021 EM	00231991	¥6,500
グレー	9022 EM	00231992	¥6,500
イエロー	9023 EM	00231993	¥6,500
ダークグレー	9024 EM	00231994	¥6,500
レッド	9025 EM	00231995	¥6,500

商品名	種類	商品コード	標準価格
チタン製スペアチップ(インプラント用)			
インプラント用 ユニバーサルミニ L	283MTi EM	00231955	¥3,800
インプラント用 ユニバーサルミニ R	284MTi EM	00231956	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #1	201MTi EM	00231957	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #2	202MTi EM	00231958	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #11	211MTi EM	00231959	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #12	212MTi EM	00231960	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #13	213MTi EM	00231961	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #14	214MTi EM	00231962	¥3,800

外科用メスハンドル

医療機器届出番号 27B1X00020221043 一般医療機器

エルゴホールド3

外科用メスのハンドルです。



- ・握りやすい
- ・刃部を正確に操作可能
- ・回転をコントロール
- ・刃部の位置が把握しやすい
- ・組織を自在にカット
- ・No.3 の刃に対応
- ・弾力性のあるシリコンコーティング



LM エルゴホールド3 替え刃メスホルダー


エルゴホールド

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
9003	00234108	¥7,400

RESTORATION

- エキスカベーター
- ジンジバルマージン トリマー
- スパチュラ
- コードパッカー
- ベースキャリアー
- プラガー (CR用)
- バーニッシャー
- アルテ
- ダークダイヤモンド
- コンポジット用
- カーバー
- エクセススケーラー
- フィリングリムーバー
- クラウンオフ
- マルチホルダー

修復



エキスカベーター

医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器

スプーンエキスカベーター

軟化象牙質や暫間充填材の除去に使用します。

形態:

- ・スプーン型の刃部
- ・丸い刃先
- ・カッティングエッジが長いので広範囲に及び齲蝕の処置に便利



LMスプーンエキスカ 1.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
522-523 Si	00230652	¥5,100
522-523 XSi	00230752	¥5,500



LMスプーンエキスカ 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
533-534 Si	00230653	¥5,100
533-534 XSi	00230753	¥5,500

ラウンドエキスカベーター

齲蝕:

- ・軟化した齲蝕デンチンの除去
- ・暫間充填材の除去

外科:

- ・抜歯前の歯周靱帯の切断
- ・抜歯後の肉芽組織の除去

形態:

- ・丸い刃先
- ・カーブがついたカッティングエッジ



QRコードを読み取って動画を

check!

シャープニング



LMエキスカベーターラウンド 1.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
61-62 Si	00230661	¥5,100
61-62 XSi	00230610	¥5,500



LMエキスカベーターラウンド 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
63-64 Si	00230663	¥5,100
63-64 XSi	00230615	¥5,500



LMエキスカベーターラウンド 2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
65-66 Si	00230665	¥5,100
65-66 XSi	00230620	¥5,500

エキスカベーター、ジンジバルマーゼントリマー

医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221044 一般医療機器

修復

バックアクション エキスカベーター

齲蝕治療:

- ・軟化象牙質を効果的に除去
- ・非侵襲的な窩洞形成法に使用

歯周治療:

- ・下顎前歯の舌側等、到達しにくい部位の歯石除去
- ・歯根面の窪みや根分歧部の清掃

外科治療:

- ・抜歯、フラップ手術、根尖切除時の肉芽組織除去

形態:

丸い刃部とカーブの付いたカッティングエッジ、シャンクに角度が付いているので到達しづらい頬側、遠心、舌側面に容易にアクセスできます。先端が屈曲しているため、アンダーカット部、狭い開口部付近や隅角部にも対応できます。



シャープニング



LMバックアクションエキスカ 1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
611-621 Si	00230761	¥5,100
611-621 XSi	00230710	¥5,500



LMバックアクションエキスカ 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
631-641 Si	00230763	¥5,100
631-641 XSi	00230715	¥5,500

LMバックアクションエキスカ 2.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
651-661 Si	00230765	¥5,100
651-661 XSi	00230720	¥5,500

LMバックアクションエキスカ 3.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
671-681 Si	00230667	¥5,100
671-681 XSi	00230767	¥5,500

ジンジバルマーゼントリマー

窩洞辺縁部外側の水平方向の仕上げに使用します。
エナメルマージンにベベルを付けるために2本をペアで使用します。

LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(遠心用)

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
121-122 Si	00231903	¥5,600
121-122 XSi	00231904	¥6,000



LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(近心用)

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
125-126 Si	00231909	¥5,600
125-126 XSi	00231910	¥6,000



スパチュラ、コードパッカー、ベースキャリアー

医療機器届出番号 27B1X00020221070 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221032 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221031 一般医療機器

スパチュラ




LMスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
450-460 Si	00232301	¥4,600
450-460 XSi	00232302	¥5,000

コードパッカー

ブレードが屈曲しているので、容易に圧排糸を歯の周囲に巻きつけたり歯周ポケット内に押し込むことができます。



LMコードパッカー 2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
490-491 Si	00232303	¥5,800
490-491 XSi	00232304	¥6,200



LMコードパッカー 2.6mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
492-493 Si	00232305	¥5,800
492-493 XSi	00232306	¥6,200

ベースキャリアー

ベース材や薄いライナーをデンチン表面に塗布する際に使用します。



LMベースキャリアーリジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
29H-30H Si	00232309	¥4,600
29H-30H XSi	00232310	¥5,000



LMベースキャリアー コンデンサーマリアブルチップ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM30の先端は到達困難な部位にアクセスしやすいように曲げてご使用ください。

種類	商品コード	標準価格(1本)
30-34 Si	00232311	¥4,600
30-34 XSi	00232312	¥5,000



LMベースキャリアー コンデンサーリジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
30H-34 Si	00232313	¥4,600
30H-34 XSi	00232314	¥5,000

プラグー(CR用)、バーニッシャー

医療機器届出番号 27B1X00020221029 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221034 一般医療機器

修復

プラグー(CR用)

LMプラグー 1.0-1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
340-360 Si	00232509	¥5,000
340-360 XSi	00232510	¥5,400

LMプラグー 1.2-2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
350-380 Si	00232511	¥5,000
350-380 XSi	00232512	¥5,400

LMプラグー 1.8-2.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
370-390 Si	00232513	¥5,000
370-390 XSi	00232514	¥5,400

バーニッシャー

LMバーニッシャー #31-32

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
31-32 Si	00232601	¥5,000
31-32 XSi	00232602	¥5,400

LMバーニッシャー 1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
471-473 Si	00232603	¥5,000
471-473 XSi	00232604	¥5,400

LMバーニッシャー #27-29

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
476-477 Si	00232605	¥5,000
476-477 XSi	00232606	¥5,400

コンポジットレジン充填器

医療機器届出番号 27B1X00020224017 一般医療機器



アルテ

審美歯科を専門とする歯科医師のグループ「Style Italiano」と協力して開発されたインスツルメントで、審美的なコンポジットレジン形成に使用します。

QRコードを読み取って動画を *check!*

Facebook



臨床例



LMアルテ アプリカ

XSi エルゴマックス

- 薄型で柔軟性があるスパチュラ
- コンポジットレジンの適用と審美的な形成に使用します。

種類	商品コード	標準価格 (1本)
46-49 XSi	00232735	¥7,800



LMアルテ アプリカ ツイスト

XSi エルゴマックス

- 薄く幅が狭いスパチュラ
- 手の位置を何度も変えることなく到達困難な部位にアクセス可能です。マトリックスを装着した歯の隣接面や辺縁隆線の築盛を容易に行うことができます。

種類	商品コード	標準価格 (1本)
464-494 XSi	00232734	¥7,800



LMアルテ モデラ

XSi エルゴマックス

- 非常に薄く幅の広いコンポジットレジン形成用インスツルメント。幅広のブレードで表面を効率的に滑らかに形成可能です。コンポジットレジンから取り出し適用することも容易に行えます。

種類	商品コード	標準価格 (1本)
442-443 XSi	00232736	¥7,800



LMアルテ コンデンサー

XSi エルゴマックス

- コンポジットレジン形成用のシャンクが長く丸いプラガー

種類	商品コード	標準価格 (1本)
488-489 XSi	00232737	¥7,800




LMアルテ フィスラ

XSi エルゴマックス

- 先が非常に尖った形成用インスツルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
481-487 XSi	00232739	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ ミスラ

- 前歯部修復物におけるコンポジットレジンの水平的、垂直的な厚みを計測するインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
496-497 XSi	00232741	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ ポステリア ミスラ

- 臼歯部修復におけるコンポジットレジンの水平的厚みを計測するインストルメント。また、チップを隣接部の壁に当てることでマトリックスを挟んだ状態の隣接歯の復元が可能です。

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
498-499 XSi	00232742	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ エクセン

- 余剰コンポジットレジンやボンディング材の除去用インストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
307-308 XSi	00232743	¥7,800




XSi エルゴマックス

LMアルテ カスプ ミスラ

- ダイレクトレジン修復を行う際のカスプの厚さや高さを測定するためのユニークなインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
468-469 XSi	00232733	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ ソロ アンテリア

- 審美的な前歯部修復のためのインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
431-433 XSi	00232738	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ ソロ ポステリア

- 臼歯部におけるコンポジットレジンの修復に用いられるインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
434-438 XSi	00232740	¥7,800



XSi エルゴマックス

LMアルテ レプリカ ポステリア

- 咬合面の築盛を簡素化するために設計された多機能なインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
448-449 XSi	00232744	¥7,800



コンポジットレジン充填器

医療機器届出番号 27B1X00020224017 一般医療機器

アルテ ダークダイヤモンド

12種あるLMアルテより、臨床で幅広くご使用いただいている代表的なインストルメント5種のダークダイヤモンドが新発売になりました。

NEW




LMアルテ エクセンDD

ES エルゴセンス

- 余剰なコンポジットレジンやボンディング材を除去するインストルメント

種類	商品コード	標準価格(1本)
307-308DDES	00232843	¥9,500



NEW



LMアルテ モデラDD

ES エルゴセンス

- 非常に薄く幅の広いコンポジットレジン形成用インストルメント。幅広のブレードで表面を効率的に滑らかに形成可能です。コンポジットレジンから取り出し適用することも容易に行えます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
442-443DDES	00232836	¥9,500



NEW




LMアルテ フィスラDD

ES エルゴセンス

- 先端が細く尖った形成用インストルメント

種類	商品コード	標準価格(1本)
481-487DDES	00232839	¥9,500



NEW



LMアルテ アプリカDD

ES エルゴセンス

- 薄型で柔軟性があるスパチュラ
- コンポジットレジンの適用と審美的な形成に使用します。

種類	商品コード	標準価格(1本)
46-49DDES	00232835	¥9,500



NEW



LMアルテ コンデンサーDD

ES エルゴセンス

- コンポジットレジン形成用のシャンクが長く丸いプラガー

種類	商品コード	標準価格(1本)
488-489DDES	00232837	¥9,500



レジンが付着しにくいコーティング

ダークダイヤモンド

チップ部分に高硬度で傷や摩耗に強いPVDメソッド（Physical Vapor Deposition：物理蒸着法）を用いたコーティングを採用。平滑性が高いのでレジン離れが良く、操作性に優れています。

PVDメソッドを用いたコーティング:

疎水性が高く、レジン離れが良いので築盛や形態付与をスムーズに行えます。

硬い表面:

表面が硬質なので、傷がつきにくく低摩耗

滑らかな表面:


表面が滑沢で清掃が容易

ダークカラーコーティング:


レジンとのコントラストが強いので見やすい。黒色が光の反射を軽減

硬い表面:

把持部は握りやすく、触感を確実に手指に伝える形状



臨床例



LMバーニッシャー ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
31-32 DD ES	00232725	¥8,500



LMバーニッシャー プラガー
ダークダイヤモンド1.5-2.5mm

ES エルゴセンス

- レジンの形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
471-473 DD ES	00232728	¥8,500



LMモデラーMH ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- 多量のレジン充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1本)
708-709 DD ES	00232731	¥8,500



LMモデラーMH ミニ ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- 少量のレジン充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1本)
707-708 DD ES	00232730	¥8,500



LMパッカーモデラーIO ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの充填・形成
- 円錐状の先端は咬合面の形成に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
482-483 DD ES	00232729	¥8,500



LMコンポジット インスツルメント アンテリア
ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
43-47 DD ES	00232726	¥8,500

ダークダイヤモンド、コンポジット用

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020224015 一般医療機器



LMコンボジット インストルメント ポステリア ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
48-702 DD ES	00232727	¥8,500



LMミニスパチュラ ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
444-445 DD ES	00232732	¥8,500

コンポジット用



LMフロー インストルメント IO

XSi エルゴマックス

- フロアブルコンポジットレジンの形成に適しています。

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
484-485 XSi	00232700	¥6,000



LMモデラー MH

XSi エルゴマックス

- 多量のレジンの充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
708-709 XSi	00232690	¥6,000



LMモデラー MH ミニ

XSi エルゴマックス

- 少量のレジンの充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
707-709 XSi	00232695	¥6,000



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃部は円錐形になっており咬合面の形態付与やコンポジットの充填に適しています。
- プレード部分はしっかりと研磨されているのでコンポジットが付着しません。
- 小穿裂溝に用いる



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
482-483 Si	00232703	¥5,600
482-483 XSi	00232704	¥6,000

コンポジット用

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
482-702 Si	00232705	¥5,600
482-702 XSi	00232706	¥6,000



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 大臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
483-703 Si	00232707	¥5,600
483-703 XSi	00232708	¥6,000

LMプラスチックインスツルメント
アンテリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
43-47 Si	00232709	¥5,600
43-47 XSi	00232710	¥6,000

LMプラスチックインスツルメント
ポステリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
48-702 Si	00232711	¥5,600
48-702 XSi	00232712	¥6,000

LMフォームコンデンサー
1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
702-703 Si	00232713	¥5,600
702-703 XSi	00232714	¥6,000



LMコンポジットスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
446-447 Si	00232717	¥5,600
446-447 XSi	00232718	¥6,000



LMミニスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
444-445 Si	00232715	¥5,600
444-445 XSi	00232716	¥6,000

カーバー

医療機器届出番号 27B1X00020221033 一般医療機器

カーバー

形態に合わせて余分な CR などを除去するために使用



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
741-751 Si	00232801	¥5,400
741-751 XSi	00232802	¥5,800



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
74-75 Si	00232803	¥5,400
74-75 XSi	00232804	¥5,800



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
76-77 Si	00232805	¥5,400
76-77 XSi	00232806	¥5,800



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
71-73 Si	00232807	¥5,400
71-73 XSi	00232808	¥5,800



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
71-72 Si	00232809	¥5,400
71-72 XSi	00232810	¥5,800



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
731-732 Si	00232811	¥5,400
731-732 XSi	00232812	¥5,800

エクセススケーラー、フィリングリムーバー、クラウンオフ

医療機器届出番号 27B1X00020221045 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020228027 一般医療機器

修復

エクセススケーラー

LMエクセススケーラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 接着材、セメント、コンポジットの余剰分除去に使用
- 剃刀のようにシャープなので隣接スペースで効果的

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
785-795 Si	00232907	¥6,800
785-795 XSi	00232908	¥7,200

LMミニエクセススケーラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 非常にタイトな歯間空隙で効果的に余剰材を除去

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
784-794 Si	00232909	¥6,800
784-794 XSi	00232910	¥7,200

フィリングリムーバー

LMフィリングリムーバー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 一端はプローブ型で他端はウェッジ型
- 暫間充填材やクラウンの除去に使用
- 試適したブリッジの除去に使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
764-766 Si	00232915	¥7,200
764-766 XSi	00232916	¥7,600


クラウンオフ

LMクラウンオフ

XSi エルゴマックス

- 予めクラウンに切り込みを入れておきます。
- その切り込みにLMクラウンオフを差し込み、スリットを開くように力を加えます。

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
767-768 XSi	00232930	¥5,800



マルチホルダー

医療機器届出番号 27B1X00020221046 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221059 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221060 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221068 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020301008 一般医療機器

マルチホルダーシステム

2種類のマルチホルダーインスツルメントと可撤式の多様なプラスチック製チップから構成される多機能的インスツルメントです。

- シャンク部分が様々な角度に屈曲しているので複雑な形態の部位にも容易にアクセスできます。
- スチール製のシャンク部分は硬く、プラスチック製のワーキングエンドには柔軟性があります。



LMマルチホルダー PK I

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
750-756 XSi	00233602	¥6,200



LMマルチホルダー PK II

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
752-754 XSi	00233604	¥6,200



LMマルチレバー

プラスチック製のワーキングエンドを取り外す際に使用



種類	商品コード	標準価格(1箱)
7550	00233750	¥1,300


マルチホルダーのワーキングエンド



LMジンジバル リトラクター

歯肉辺縁の処置を行いやすくします。
 サイズは3種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯用(60ヶ入)	7502	00233902	¥6,400
M 小臼歯用(60ヶ入)	7504	00233904	¥6,400
XL 大臼歯用(60ヶ入)	7506	00233906	¥6,400
アソート(90ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7500	00233900	¥8,500



LMサービカル マトリックス

解剖学的に正しい形態の充填を歯肉辺縁で行う際に、湿気・気泡ができるのを防止します。
 サイズ・形態が異なる4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯 インサイザル用(60ヶ入)	7602	00233962	¥5,200
M 犬歯、小臼歯 プリモラー用(60ヶ入)	7604	00233964	¥5,200
L 小さめの大臼歯 スモールモラー用(60ヶ入)	7606	00233966	¥5,200
XL 大きめの大臼歯 ラージモラー用(60ヶ入)	7608	00233968	¥5,200
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7600	00233960	¥9,900



LMコンタクトフォーマー

タイトな隣接部や窩洞に使用し、正確な形成ができます。
 サイズは4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
XS 前歯用(60ヶ入)	7622	00233981	¥5,000
S 犬歯・小臼歯用(60ヶ入)	7624	00233982	¥5,000
M 小臼歯・大臼歯用(60ヶ入)	7626	00233983	¥5,000
L 大臼歯用(60ヶ入)	7628	00233984	¥5,000
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7620	00233980	¥9,900



LMマルチホルダー イントロキット

商品名	種類	商品コード	標準価格
LMマルチホルダー イントロキット	7555KXSi	00233951	¥16,000

セット内容

LMマルチホルダー-PK I LM 750-756(XSi)	LMジンジバル リトラクター(各種×4ヶ/3サイズ)
LMマルチホルダー-PK II LM 752-754(XSi)	LMサービカルマトリックス (各種×4ヶ/4サイズ)
LMマルチレバー7550	LMコンタクトフォーマー (各種×4ヶ/4サイズ)

ENDODONTICS

- エクスプローラー
- エキスカベーター
- エンドスプレッダー
- プラガー

歯
内
療
法



エクスプローラー、エクスカベーター、エンドスプレッター、プラグー

医療機器届出番号 27B1X00020221005 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020228028 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221030 一般医療機器


ルートカナルエクスプローラー



LMルートカナルエクスプローラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

刃部がシャープで長いので、容易に根管を調べたり開孔したりすることができます。



種類	商品コード	標準価格(1本)
27-28 Si	00232201	¥2,800
27-28 XSi	00232202	¥3,200

ルートカナルエクスカベーター

ルートカナルエクスカベーターはラウンドエクスカベーターよりも第一シャンクが長くブレード角度が鋭い

- ・非常に効果的なブレード角度と、適切な角度がついた長いシャンクはあらゆるタイプの歯髄腔の形成を可能にします。
- ・髄室の清掃、根管の形成、暫間充填材の除去に効果的です。



LMルートカナルエキスカ 1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
612-622 Si	00232203	¥5,400
612-622 XSi	00232204	¥5,800



LMルートカナルエキスカ 1.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
632-642 Si	00232205	¥5,400
632-642 XSi	00232206	¥5,800



LMルートカナルエキスカ 2.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
652-662 Si	00232207	¥5,400
652-662 XSi	00232208	¥5,800

エンドスプレッター



LMエンドスプレッター 0.4 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
24 XSi	00232225	¥5,500



LMエンドスプレッター 0.23 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
22 XSi	00232226	¥5,500

エンドプラグー



LMエンドプラグー 0.5-1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 先端径 0.5mmと1.0mm
- 根管充填の際に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
41-42 Si	00232209	¥5,000
41-42 XSi	00232210	¥5,400

EXTRACTION

- ツイストアウト
- リフトアウト
- 抜歯用インスツルメントのお手入れ
- スリムリフト
- 残根除去用インスツルメント

外科



ツイストアウト

医療機器届出番号 27B1X00020223043 一般医療機器

抜歯用インスツルメント

- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっくり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-デュラグレードMAXスチール製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートクレーブで滅菌可能



QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング



ツイストアウト

LMツイストアウト インスツルメントは抜歯の際に、強い力や捻りが必要な際に使用します。

ストレートブレード



LMツイストアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814230	00233160	¥16,000



LMツイストアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814240	00233162	¥16,000



LMツイストアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814250	00233161	¥16,000

カーブブレード



LMツイストアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814430	00233165	¥16,000



LMツイストアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814440	00233167	¥16,000



LMツイストアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅


種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814450	00233166	¥16,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



リフトアウト

LMリフトアウト インスツルメントは極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治療が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

重要!! LMリフトアウトは、適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部が特に細くなっています。誤った抜歯方法を使用したり、過剰な力やこの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

ストレートブレード



LMリフトアウト S2 ストレート2.5mm

- ストレート 2.5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812220	00233150	¥16,000



LMリフトアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812230	00233151	¥16,000



LMリフトアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812240	00233153	¥16,000



LMリフトアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812250	00233152	¥16,000

カーブブレード



LMリフトアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812430	00233155	¥16,000



LMリフトアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812440	00233157	¥16,000



LMリフトアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812450	00233156	¥16,000

抜歯用インスツルメントのお手入れ

専用カセット

LMリフトアウト・LMツイストアウト専用カセットはお手入れ時の怪我やインスツルメントの破損を未然に防ぎます。

また、滅菌バッグに穴があく可能性が減り、より確実に滅菌を行えます。

カラーコードボタン(P55参照)を利用すると識別が容易です。



専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。

商品名	商品コード	標準価格 (個)
シャープニングストーン リフトアウト/ツイストアウト用	00233170	¥4,700



スリムリフト、残根除去用インスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020225034 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020224016 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020225033 一般医療機器



スリムリフト

LMスリムリフトインスツルメントは、ブレードが非常に薄く歯根膜に挿入しやすい歯科用剥離子です。ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し、根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靱帯を切断します。

重要!! LMスリムリフトは適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特に薄くなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やテコの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

ストレートブレード



LMスリムリフト S3 3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812630	00233130	¥16,000



LMスリムリフト S4 4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812640	00233131	¥16,000



LMスリムリフト S5 5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812650	00233132	¥16,000

カーブブレード



LMスリムリフト C3 3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812830	00232135	¥16,000



LMスリムリフト C4 4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812840	00233136	¥16,000



LMスリムリフト C5 5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
810850	00233137	¥16,000



残根除去用インスツルメント



LMルートチップピック

- アクセスが困難な残根の除去に適しています。

XSil エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
769-771 XSi	00233175	¥8,000



LMルートアウト

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812210	00233176	¥16,000

MAINTENANCE

- トレーシステム
- コードボタン
- コードリング
- シャープナー
- メンテナンス

メンテナンス



トレーシステム

セルボマックストレーシステム

LMセルボマックストレーシステムは、診療・メンテナンス時にインスツルメントやアクセサリ類を衛生的に効率良く管理します。

- トレーパーツを入れ替えることによって多様なニーズに対応
- 感染予防に有効
- インスツルメントが傷みにくい
- 鋭利器材損傷(Sl:Sharps Injury)防止



臨床例

QRコードを読み取って動画を *check!*

セルボマックス



LMセルボマックス トレーセット

- ユニバーサルトラッパー 1セット メタルクリップ 2ヶ入
- W185×L287×H30mm

種類	商品コード	標準価格(1セット)
6410	00233190	¥10,000

LMセルボマックス ユニバーサルトラッパー 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6416	00233192	¥3,700

LMセルボマックス メタルクリップ 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6415	00233191	¥1,800

アクセサリ用



LMセルボマックス スタンドケース

- W65×L136×H34mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6420	00233193	¥3,900

LMセルボマックス レストレーション / エンドファイルケース

- W65×L130×H40mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6430	00233194	¥6,500

LMセルボマックス フォーム 20個入

- ファイル清掃用

種類	商品コード	標準価格(箱)
6435	00233195	¥2,200

LMセルボマックス ウルトラソニック チップケース

- 超音波スケーラー、エラスケーラーなどのチップ6ヶ収容可能
- W65×L128×H38mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6460	00233197	¥5,500

トレーシステム、コードボタン、コードリング



LMセルボマックス バー / エンドファイルケース

- バー8ヶ、ファイル14ヶ収納可能
- W70×L128×H60mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6450	00233196	¥6,500

手用インスツルメント用

LMセルボカセットはインスツルメントをしっかりとロックし、隅々まできれいに清掃することができます。
シリコン製のコードボタンをはめ込むとカセットを容易に識別できます。
LMセルボマックス メタルクリップでLMセルボマックストレーに取付可能。

■ トレーカセットは、耐久性に優れた特殊プラスチック製。通常の洗浄・消毒・滅菌方法に対応しています。
(最高滅菌温度:高圧蒸気滅菌器で134℃)



LMインスツルメントカセット 5本用

- インスツルメント 5本用カセット
- W86×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6650	00233205	¥6,000



LMインスツルメントカセット 8本用

- インスツルメント 8本用カセット
- W136×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6680	00233208	¥6,700

コードボタン/コードリング

LMセルボコードボタン

カセットの両側面にLMコードボタンをはめ込む穴が3個ずつ空いています。
- 各色1箱20個入り



LMコードリング

インスツルメント識別用リング
- 各色1箱50個入り



商品名	種類	商品コード	標準価格
コードボタン 1箱20個入			
ブルー	6000	00233210	¥1,700
グリーン	6001	00233211	¥1,700
オレンジ	6002	00233212	¥1,700
レッド	6003	00233213	¥1,700
イエロー	6004	00233214	¥1,700
ブラウン	6005	00233215	¥1,700
コードリング 1箱50個入			
ブルー	5000	00234200	¥1,600
グリーン	5001	00234201	¥1,600
オレンジ	5002	00234202	¥1,600
レッド	5003	00234203	¥1,600
イエロー	5004	00234204	¥1,600
ブラック	5005	00234205	¥1,600
ホワイト	5006	00234206	¥1,600
ブラウン	5007	00234207	¥1,600
ライラック	5008	00234208	¥1,600

シャープナー

ロンドプラス シャープナー

硬組織を処置するインスツルメントはすぐに切れなくなり、治療の効率が悪くなります。歯周治療用のインスツルメントは毎回使用後にシャープニングを行う必要があります。手でシャープニングを行うと時間がかかる上、必要以上にインスツルメントを削ってしまいます。そのような問題を解決するのがLMロンドプラス シャープナーです。

簡単、迅速

- 簡単な使用方法 インスツルメントのブレードを正しいシャープニング位置で保持し、グライディングストーンを回転させます。
- ほんの数秒で1本のインスツルメントをシャープニングすることができます。

多様性

- 各種スケーラー類のほかにエキスカ等の形成用インスツルメントにも対応
- 左利き、右利き、両方に対応
- 回転方向を選択可能

正確、安全

- インスツルメントの位置は2段階に調整可能。高いレスト位は 形成用のインスツルメントに、低いレスト位は歯周用のインスツルメントに使用
- ブレードの原型を維持しながらシャープニングが行えます。
- 低速回転:ブレードが熱により変形することがありません。

目の細かい400グリッドのセラミックストーンで研磨するのでインスツルメントの摩耗を最小限に抑えることができ、インスツルメントをより長く使うことができます。



LM ロンドシャープナーシルバーの
使用方法やお手入れ方法の動画を
白水ホームページで公開しています。

使用動画
公開中!



白水 HP



QRコードを読み取って動画を check!



LMロンドプラス シャープナー シルバー

包装内容:

LMロンドプラス シャープナー、フットペダル、400グリッド シャープニングストーン、LMフィンゴ×2、エメリーテープ×5、イラスト付取扱説明書

種類	商品コード	標準価格(台)
8600	00234020	¥170,000



LMロンドプラス シャープナーの本体には両サイドにインスツルメントの切れ味をチェックするLMフィンゴが付いています。本体に取り付けたままでも、指にはめても使用できます。

補充品

商品名	種類	商品コード	標準価格
シャープニングストーン(ロンドプラス用)			
600グリッド(白・細目)	8660	00234101	¥12,000
400グリッド(グレー・中目)	8640	00234102	¥12,000
320グリッド(黒・粗目)	8632	00234100	¥12,000
その他補充品			
フットペダル(ロンドプラス用)	8630	00234103	¥21,000
エメリーテープ 5入(ロンドプラス用)	8550	00234104	¥1,400
LMフィンゴ テストスティック(2ヶ入)	8602	00233302	¥2,500
LMフィンゴ テストスティック(6ヶ入)	8606	00233306	¥6,800

関連商品


マグネットゲージ

商品コード	標準価格
00481565	¥1,600



刃部のフェイス(内面)にマグネットを乗せるだけでエッジの傾きが簡単に分かります。

メンテナンスの手順



- ① すすぎ（用手洗浄、超音波洗浄）
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすいでください。
- ② 洗浄・消毒
 - ④ 超音波洗浄：インスツルメントの破損を防止するため、インスツルメントカセットを使用してください。
 - ⑤ 用手洗浄：厚手のグローブと化学洗剤を使用した予備消毒/洗浄を行います。
 - ⑥ ジェットウォッシャー：洗浄・消毒を行います。
- ③ すすぎ（用手洗浄、超音波洗浄）
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすぎます。
- ④ 乾燥（用手洗浄、超音波洗浄）
滅菌の前にインスツルメントを乾燥させます。
- ⑤ 検査とシャーピング
必要ならばインスツルメントのシャーピングや手入れ・交換を行います。
- ⑥ パッキング
清掃、研磨を終えたインスツルメントを滅菌用にパッキングします。
- ⑦ 滅菌
オートクレーブ：洗浄、乾燥した後、パッキングしたインスツルメントをオートクレーブ滅菌器の中に入れます。



おすすめ！

関連商品

滅菌には…



製品情報は
こちら↓

クラスBオートクレーブ リサ22Eli
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

パッキングには…

5本用カセット
におすすめ！8本用カセット
におすすめ！

W&H滅菌ロール



製品情報は
こちら↓

ヒートシーラー Seal2

洗浄・消毒には…



製品情報は
こちら↓

ミーレ ジェットウォッシャー PG8591
器具除染用洗浄器
製造販売届出番号 13B2X10362000017 一般医療機器

シャーピングには…



製品情報は
こちら↓

LMロンドプラス シャーブナーシルバー
インスツルメント電動シャープナー

索引

アルファベット

M

M-Dグレースー #11-14	34
M-Dグレースー #12-13	34
M-Dグレースー #15-18	34
M-Dグレースー #16-17	34
M-Dグレースーミニ #11-14	34
M-Dグレースーミニ #12-13	34
M-Dグレースーミニ #15-18	34
M-Dグレースーミニ #16-17	34

かな

あ

アルテ アプリカ	42
アルテ アプリカDD	44
アルテ アプリカツイスト	42
アルテ エクセソ	43
アルテ エクセソDD	44
アルテ カスプ ミスラ	43
アルテ コンデンサー	42
アルテ コンデンサーDD	44
アルテ ソロ アンテリア	43
アルテ ソロ ポステリア	43
アルテ フィスラ	42
アルテ フィスラDD	44
アルテ ポステリア ミスラ	43
アルテ ミスラ	43
アルテ モデラ	42
アルテ モデラDD	44
アルテ レプリカ ポステリア	43

い

インストルメントカセット	59
--------------	----

え

エキスカベーターラウンド 1.5mm	38
エキスカベーターラウンド 2.0mm	38
エキスカベーターラウンド 1.0mm	38
エキスプローラー 3-6	13
エキスプローラー 5-8	12
エキスプローラー 5-9	12
エキスプローラー 9	14
エキスプローラー 11-12	13
エキスプローラー 17-23	13
エキスプローラー センタード 9-17C	13
エキスプローラー センタード 17C-23	13
エキスプローラー プロセテック 18-19	14
エキスプローラー ホルスト 29	14
エクセスケーラー	49
エッジスター テストスティック	25
エミリーテープ 5入(ロンドプラス用)	60
エルゴシングル ミラーハンドル	12
エルゴホールド3	36
エルゴミックス グレースーミニ #1-2(チタン)インプラント用	35
エルゴミックス グレースーミニ #11-12(チタン)インプラント用	35
エルゴミックス グレースーミニ #13-14(チタン)インプラント用	35
エルゴミックス スペアハンドル	35
エルゴミックス スペアロックグリップ 2個入	35
エルゴミックス チタン製スベアチップ(インプラント用)	35
エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ (チタン)インプラント用	35
エンドスプレッター 0.4 mm	52
エンドスプレッター 0.23 mm	52
エンドブラガー 0.5-1.0 mm	52

か

カーバー	48
------	----

く

クラウンオフ	49
グレースーキュレット #1-2	26
グレースーキュレット #3-4	26
グレースーキュレット #5-6	26

グレースーキュレット #7-8	26
グレースーキュレット #9-10	26
グレースーキュレット #11-12	27
グレースーキュレット #13-14	27
グレースーキュレット #15-16	27
グレースーキュレット #17-18	27
グレースーキュレット #P3-P4	26
グレースーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード	29
グレースーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード	29
グレースーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード	29
グレースーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード	29
グレースーキュレット ミニ #1-2	28
グレースーキュレット ミニ #7-8	28
グレースーキュレット ミニ #11-12	29
グレースーキュレット ミニ #13-14	29
グレースーキュレット ミニ #15-16	29
グレースーキュレット ミニ #17-18	29
グレースーキュレット リジッド #1-2	28
グレースーキュレット リジッド #7-8	28
グレースーキュレット リジッド #11-12	28
グレースーキュレット リジッド #13-14	28
グレースーキュレット リジッド #15-16	28

こ

コードパッカー 2.0mm	40
コードパッカー 2.6mm	40
コードボタン	59
ゴールドマンフォックス 3	22
コロンビア 2L-2R	22
コロンビア 4L-4R	22
コロンビア キュレット 13-14	22
コンタクトフォーマー	50
コンボジット インストルメント アンテリア ダークダイヤモンド	45
コンボジット インストルメント ポステリア ダークダイヤモンド	46
コンボジットスパチュラ	47

さ

サービカルマトリックス	50
-------------	----

し

シクルスケーラー LM23	18
シクルスケーラー LM204S	18
シクルスケーラー カプラン	19
シクルスケーラー ミクロ	18
シクルスケーラー ミニ	18
シクルスケーラー ミニカプラン	19
シャープダイヤモンド グレースーキュレット 1-2	30
シャープダイヤモンド グレースーキュレット 7-8	30
シャープダイヤモンド グレースーキュレット 11-12	30
シャープダイヤモンド グレースーキュレット 13-14	30
シャープダイヤモンド ネブラスカ	32
シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R	33
シャープダイヤモンド シクルLM23	32
シャープダイヤモンド シクル LM23 スリム	32
シャープダイヤモンド シャープジャック	32
シャープダイヤモンド スケーラー H6-H7	32
シャープダイヤモンド ネブラスカ	32
シャープダイヤモンド バーンハルト 5-6	33
シャープダイヤモンド マイクロ シクル	32
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 1-2	31
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 7-8	31
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 11-12	31
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 13-14	31
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 15-16	31
シャープダイヤモンド ミニ グレースーキュレット 17-18	31
シャープダイヤモンド ミニ シクル	32
シャープダイヤモンド ミニ シンテット	33
シャープダイヤモンド ミニ シンテット アンテリア	33
シャープダイヤモンド ミニ マッコール 13S-14S	33
シャープニングストーン リフトアウトツイストアウト用	55
ジンジバルマー-jintリマー 1.2mm(遠心用)	39
ジンジバルマー-jintリマー 1.2mm(近心用)	39
ジンジバルリトラクター	50
シンテット	23
シンテットミニ	23

す

スパチュラ	40
スプーンエキスカ 1.0mm	38

スプーンエキスカ 1.5mm	38
スリムリフト C3	56
スリムリフト C4	56
スリムリフト C5	56
スリムリフト S3	56
スリムリフト S4	56
スリムリフト S5	56

せ

セルボマックス ウルトラソニック チップケース	58
セルボマックス スタンダードケース	58
セルボマックス トレーセット	58
セルボマックス バー / エンドファイルケース	59
セルボマックス フォーム	58
セルボマックス メタルクリップ	58
セルボマックス ユニバーサルトラッパー	58
セルボマックス レストレーション / エンドケース	58

た

ダイヤモンドファイル SV 5-6	23
ダイヤモンドファイル SV 7-8	23

つ

ツイストアウト C3	54
ツイストアウト C4	54
ツイストアウト C5	54
ツイストアウト S3	54
ツイストアウト S4	54
ツイストアウト S5	54

ね

ネイバースブローブ	16
ネブラスカ	19

の

ノースカロライナ ブローブ 54B	16
-------------------	----

は

バーニッシャー	41
バーニッシャー 1.5-2.5 mm	41
バーニッシャー #27-29	41
バーニッシャー ダークダイヤモンド	45
バーニッシャー ブラガー ダークダイヤモンド1.5-2.5mm	45
バーンハルト 5-6	22
ハイジニストスケーラー H4-H5	19
ハイジニストスケーラー H6-H7	19
バックカーモデラー	46,47
バックカーモデラーIO ダークダイヤモンド	45
バックアクションエキスカ 1.0 mm	39
バックアクションエキスカ 1.5mm	39
バックアクションエキスカ 2.0 mm	39
バックアクションエキスカ 3.5 mm	39

ふ

ファーケーター	23
フィリングリムーバー	49
フィンゴ テストスティック	60
フォームコンデンサー 1.5-2.5 mm	47
フットペダル(ロンドプラス用)	60
ブラガー 1.0-1.5mm	41
ブラガー 1.2-2.0mm	41
ブラガー 1.8-2.5mm	41
ブラスチックインスツルメント	47
プリマミラー	12
フレックスブローラー 11F-12F	13
フロー インスツルメント IO	46

へ

ベースキャリア コンデンサー マリアブルチップ	40
ベースキャリア コンデンサー リジッド	40
ベースキャリアリジッド	40
ペリオブローブ 8-520B	15

ペリオブローブ 23-52B	14
ペリオブローブ 23-520B	15
ペリオブローブ 23-530B	15
ペリオブローブ WHO 8-550B	15
ペリオブローブ WHO 23-550B	15
ペリオブローブ WHO 550B	15
ペリオブローブ ウィリアム 51	15
ペリオブローブ ファークーション	16

ほ

ホースケーラー アンテリア	24
ホースケーラー ポステリア	24
ホースケーラー ラテラル	24
LMアルテ ポステリア ミスラ	43

ま

マーキス12 ブローブ 53B	16
マグネットゲージ	60
マッコール 13S-14S	20
マッコール 17-18	20
マッコール17S-18S	20
マルチホルダー PK I	50
マルチホルダー PK II	50
マルチホルダー イントロキット	50
マルチレバー	50

み

ミニエクススケーラー	49
ミニスパチュラ	47
ミニスパチュラ ダークダイヤモンド	46
ミニマッコール 13S-14S	20
ミラーハンドル	12
ミラーハンドルJM	12

も

モデラー MH	46
モデラーMH ダークダイヤモンド	45
モデラー MH ミニ	46
モデラーMH ミニ ダークダイヤモンド	45

ゆ

ユニバーサルキュレット15-16	20
------------------	----

ら

ラップランダー	19
ランガーキュレット1-2	21
ランガーキュレット3-4	21
ランガーキュレット5-6	21
ランガーキュレットミニ1-2	21
ランガーキュレットミニ3-4	21
ランガーキュレットミニ5-6	21

り

リフトアウト C3	55
リフトアウト C4	55
リフトアウト C5	55
リフトアウト S2	55
リフトアウト S3	55
リフトアウト S4	55
リフトアウト S5	55

る

ルートアウト	56
ルートカナルエキスカ 1.0 mm	52
ルートカナルエキスカ 1.5 mm	52
ルートカナルエキスカ 2.0 mm	52
ルートカナルエキスパローラー	52
ルートチップピック	56

ろ

ロンドプラス シャープナー シルバー	60
--------------------	----

記載内容は2024年11月現在のものです。尚、記載価格は全て税別です。



白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>