



FAQ 公開中！

QRコードを  
*Check!*

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！

HAKUSUI

LM feel the difference

効率よく SRP を行い  
歯科医院の  
生産性を高める！

LM シャープダイヤモンド

\\ 同一品番 \\

**2本組**  
キャンペーン

キャンペーン期間

2023 **1.23** ▶ **3.20**  
Mon Mon

期間中、対象の LM シャープダイヤモンドの 2 本組セットを特別価格にてご提供いたします。

*2pack campaign!*

シャープニングが  
**不要**です!!

こんな悩みのある方におススメ!



忙しくて  
シャープニングの  
時間がない...

シャープニング  
が苦手...

原型を崩してしまい、  
寿命を縮めてしまう

LM シャープダイヤモンドで  
お悩みを

**解決**



歯科衛生士対象セミナー

ぞくぞく **開催中!**

白水貿易主催

**セミナー&ウェビナー**



詳細・お申込は  
QRコードからチェック!

対象商品

グレーシーキュレット

00239350 LM シャープダイヤモンド グレーシー 1-2 2本組

× 2本  -前歯用

00239353 LM シャープダイヤモンド グレーシー 7-8 2本組

× 2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239354 LM シャープダイヤモンド グレーシー 9-10 2本組

× 2本  - 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用


00239355 LM シャープダイヤモンド グレーシー 11-12 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用

00239356 LM シャープダイヤモンド グレーシー 13-14 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用

00239357 LM シャープダイヤモンド グレーシー 15-16 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239358 LM シャープダイヤモンド グレーシー 17-18 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

ミニ グレーシーキュレット

00239340 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 1-2 2本組

× 2本  - 前歯用

00239341 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 7-8 2本組

× 2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239342 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 11-12 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用

00239343 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 13-14 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用

00239344 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 15-16 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239345 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 17-18 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

2本合計 標準価格 ~~14,400~~円 (税別) のところ

**特別価格** でご提供いたします

シクルスケーラー

00239300 LM シャープダイヤモンド シャープジャック 2本組

× 2本  - 全ての部位  
- プレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や歯間部にも最適

00239305 LM シャープダイヤモンド ネブラスカ 2本組

× 2本  - 前歯用  
- プレードが細く歯間部にも最適

00239310 LM シャープダイヤモンド シクル LM23 2本組

× 2本  - 全ての部位  
- ミニシクルよりプレードが短く第一シャンクが長い

00239315 LM シャープダイヤモンド スケーラー H6-H7 2本組

× 2本  - 全ての部位

ミニ シクルスケーラー

00239325 LM シャープダイヤモンド ミニシクル 2本組

× 2本  - 全ての部位  
- 特に隣接面に使用

マイクロ シクルスケーラー

00239320 LM シャープダイヤモンド マイクロシクル 2本組

× 2本  - 刃部が非常にコンパクト  
- タイムな歯間空隙に使用

ユニバーサルキュレット

00239380 LM シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R 2本組

× 2本  - 全ての部位  
- 特に臼歯用

00239390 LM シャープダイヤモンド バーンハルト 5-6 2本組

× 2本  - 全ての部位  
- 第一シャンクが短い

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器



LM インストルメンツ社  
(フィンランド)



【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951  
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618  
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中区千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西鯉屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870  
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>  
 2023.1.P21,000 K08