



LM 社は設立 50 周年 /



特殊な黒いコーティングで

切れ味が長持ち!



LM シャープダイヤモンドは

シャープニングが

不要です



こんなお悩みのある方におすすめです!

- ・忙しくてシャープニングする時間がない
- ・原型を崩してしまい、寿命を短くしてしまう
- ・シャープニングが苦手

LM シャープダイヤモンドの特徴

PVD*コーティングにより長く持続する 鋭さ

*PVD: Physical Vapor Deposition
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

シャープニング不要



手に負担の少ない
エルゴセンスハンドルで 快適作業

歯科衛生士対象セミナー

ぞくぞく 開催中!

セミナー詳細は
こちらから▶



キャンペーン期間

2023.5.22 Mon

▶▶▶ 7.20 Thu

LM シャープダイヤモンド

2本組
キャンペーン

同一品番

期間中、対象の LM シャープダイヤモンドの 2 本組セットを
特別価格にてご提供いたします。



キャンペーン対象商品

グレイシーキュレット

00239350 LM シャープダイヤモンド グレイシー 1-2 2本組

× 2本  - 前歯用

00239353 LM シャープダイヤモンド グレイシー 7-8 2本組

× 2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239354 LM シャープダイヤモンド グレイシー 9-10 2本組

× 2本  - 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用

00239355 LM シャープダイヤモンド グレイシー 11-12 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用

00239356 LM シャープダイヤモンド グレイシー 13-14 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用

00239357 LM シャープダイヤモンド グレイシー 15-16 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239358 LM シャープダイヤモンド グレイシー 17-18 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

ミニ グレイシーキュレット

00239340 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 1-2 2本組

× 2本  - 前歯用

00239341 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 7-8 2本組

× 2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239342 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 11-12 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用

00239343 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 13-14 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用

00239344 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 15-16 2本組

× 2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239345 LM シャープダイヤモンド ミニグレイシー 17-18 2本組

× 2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

2本合計 標準価格 ~~14,400~~円 (税別) のところ

特別価格

↓ ↓ ↓
ご提供いたします

Special Sale!

シクルスケーラー

00239300 LM シャープダイヤモンド シャープジャック 2本組

× 2本  - 全ての部位
- プレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や歯間部にも最適

00239305 LM シャープダイヤモンド ネブラスカ 2本組

× 2本  - 前歯用
- プレードが細く歯間部にも最適

00239310 LM シャープダイヤモンド シクル LM23 2本組

× 2本  - 全ての部位
- ミニシクルよりプレードが短く第一シャンクが長い

00239315 LM シャープダイヤモンド スケーラー H6-H7 2本組

× 2本  - 全ての部位

ミニ シクルスケーラー

00239325 LM シャープダイヤモンド ミニシクル 2本組

× 2本  - 全ての部位
- 特に隣接面に使用

マイクロ シクルスケーラー

00239320 LM シャープダイヤモンド マイクロシクル 2本組

× 2本  - 刃部が非常にコンパクト
- タイムな歯間空隙に使用

ユニバーサルキュレット

00239380 LM シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R 2本組

× 2本  - 全ての部位
- 特に臼歯用

00239390 LM シャープダイヤモンド バーンハルト 5-6 2本組

× 2本  - 全ての部位
- 第一シャンクが短い

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！



FAQ 公開中！

QRコードを Check!

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器

※記載内容は2023年5月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

LM feel the difference

LM インストルメンツ社 (フィンランド)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クレスト12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0034 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷屋3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
 2023.05.P21,000 K08