

LM

feel the difference

期間中、対象のLMシャープダイヤモンドの

2本組セットを特別価格にてご提供いたします。


HAKUSUI

セール期間


2024.1.22→3.19



SALE



LMシャープダイヤモンド  
同一品番 2本組 キャンペーン



PVD<sup>\*</sup>コーティングで切れ味が長持ち！だから…

※PVD：Physical Vapor Deposition 物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

LM シャープダイヤモンドは

シャープニングが

不要



です

こんなお悩みの  
ある方にオススメ！

CHECK

- 忙しくてシャープニングをする時間がない方
- 原型を崩してしまい、寿命を縮めてしまう
- シャープニングが苦手な方

PVD コーティングにより  
長く持続する 鋭さ



シャープニング不要



人間工学をさらに追及し、手指に負担をかけない  
エルゴセンスのシリコーンハンドルで快適作業

お申込みは  
こちらから



歯科衛生士対象

教材付きセミナー

ぞくぞく開催中！

# キャンペーン対象商品

セール期間 2024.1.22 Mon → 3.19 Tue



2本合計 標準価格 ~~14,400~~円 (税別) のところ

**特別価格**

でご提供いたします

**SALE**

## グレーシーキュレット

00239350 LM シャープダイヤモンド グレーシー 1-2 2本組

×2本  - 前歯用

00239353 LM シャープダイヤモンド グレーシー 7-8 2本組

×2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239354 LM シャープダイヤモンド グレーシー 9-10 2本組

×2本  - 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用


00239355 LM シャープダイヤモンド グレーシー 11-12 2本組

×2本  - 臼歯の近心用

00239356 LM シャープダイヤモンド グレーシー 13-14 2本組

×2本  - 臼歯の遠心用

00239357 LM シャープダイヤモンド グレーシー 15-16 2本組

×2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239358 LM シャープダイヤモンド グレーシー 17-18 2本組

×2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

## ミニ グレーシーキュレット

00239340 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 1-2 2本組

×2本  - 前歯用

00239341 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 7-8 2本組

×2本  - 臼歯の頬側・舌側用

00239342 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 11-12 2本組

×2本  - 臼歯の近心用

00239343 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 13-14 2本組

×2本  - 臼歯の遠心用

00239344 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 15-16 2本組

×2本  - 臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)

00239345 LM シャープダイヤモンド ミニグレーシー 17-18 2本組

×2本  - 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)

## シクルスケーラー

00239300 LM シャープダイヤモンド シャープジャック 2本組

×2本  - 全ての部位  
- ブレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や歯間部にも最適

00239305 LM シャープダイヤモンド ネブラスカ 2本組

×2本  - 前歯用  
- ブレードが細く歯間部にも最適

00239310 LM シャープダイヤモンド シクル LM23 2本組

×2本  - 全ての部位  
- ミニシクルよりブレードが短く第一シャンクが長い

00239315 LM シャープダイヤモンド スケーラー H6-H7 2本組

×2本  - 全ての部位

## ミニ シクルスケーラー

00239325 LM シャープダイヤモンド ミニシクル 2本組

×2本  - 全ての部位  
- 特に隣接面に使用

## マイクロ シクルスケーラー

00239320 LM シャープダイヤモンド マイクロシクル 2本組

×2本  - 刃部が非常にコンパクト  
- タイムな歯間空隙に使用

## ユニバーサルキュレット

00239380 LM シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R 2本組

×2本  - 全ての部位  
- 特に臼歯用

00239390 LM シャープダイヤモンド バーンハルト 5-6 2本組

×2本  - 全ての部位  
- 第一シャンクが短い

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！



FAQ 公開中！

QRコードを Check!

医療機器届出番号 27B1X00020228039 / 27B1X00020228040 / 27B1X00020228041 一般医療機器

※記載内容は2024年1月現在のものです。尚、記載価格は税別です。

LM feel the difference

LM インストルメンツ社 (フィンランド)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951  
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クスタ12階 TEL(03)5217-4618  
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西鯉屋3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870  
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>  
 2024.01.P20,000 K08