


瞬輝！
ジルコニア研磨が
かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur



滅菌
できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に



made
in
Germany



ドレッシングストーン

ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000
標準価格(1個) ¥1,000

関連商品

■ 焼成ファーンエス



ジルコニア シンタリング焼成ファーンエス
ジルコマット6000MS

■仕様
寸法/大きさ
・幅：315mm
・奥行：500mm
・高さ：470mm
・重量：27kg
・炉内の内径：90mm、高さ 70mm
・炉内の温度：最高 1600℃
電気仕様
・電源電圧：200V 50/60Hz
・消費電力：最大 1450W

医療機器届出番号 27B1X00020225001
一般医療機器



ポーセレンファーンエス
パキユマット6000M

■仕様
寸法/大きさ
・幅：230mm
・奥行：330mm
・高さ：440mm
・重量：18kg
・炉内の内径：90mm、高さ 55mm
・炉内の温度：最高 1200℃
電気仕様
・電源電圧：AC100V 50/60Hz
・消費電力：最大 1500W

医療機器届出番号 27B1X00020223010
一般医療機器



プレスファーンエス
パキユマット6000MP

■仕様
寸法/大きさ
・幅：230mm
・奥行：325mm
・高さ：630mm
・重量：20.1kg
・炉内の内径：90mm、高さ 55mm
・炉内の温度：最高 1200℃
電気仕様
・電源電圧：AC100V 50/60Hz
・消費電力：最大 1500W

医療機器届出番号 27B1X00020223011
一般医療機器

■ ジルコニアディスク / カラーリング

ビタYZ T(トランス)

医療機器届出番号 228AKBZX0006000
管理医療機器



ビタYZ HT(ハイトランス)

医療機器届出番号 223AKBZX00041000
管理医療機器



ビタYZ HT シェードリキッド

医療機器届出番号 230AKBZX00016000
管理医療機器



■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器届出番号 226AKBZX00042000
管理医療機器



■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器届出番号 222AKBZX00138000
管理医療機器



記載の標準価格は2019年9月現在のものです。(税別)



サン(ドイツ)

白水貿易株式会社

〒084-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
http://www.hakusui-trading.co.jp/ 2019.09.P3.000 D30 Ver.1.2.2

クリニカル 研磨がかんたん!! 時間短縮!! コストパフォーマンスが良い!!

テクニカル

クリニカル

ラボワークで研磨

口腔内調整

EZA かんたん研磨

TCP こだわり研磨

すばやく仕上げる!!

完璧な仕上がり!!



EZA

荒研磨 中研磨 光沢研磨 CA用 滅菌可能
ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格(3本)	¥2,700	¥2,400	¥2,700	¥2,700

ミディアム

中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格(3本)	¥2,700	¥2,400	¥2,700	¥2,700

ファイン

光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格(3本)	¥2,700	¥2,400	¥2,700	¥2,700

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000

標準価格(1セット3本入) ¥2,500

TCP

中研磨 スーパー光沢研磨 CA用 滅菌可能
ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

ミディアム

中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格(3本)	¥2,700	¥2,700	¥2,700	¥2,700

エクストラ
ファイン

スーパー光沢研磨	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格(3本)	¥2,700	¥2,700	¥2,700	¥2,700

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性

Clinical / Dentistr

クリニカル / 歯科医院

ジルコニアの
「美しさ」再発見
未来を磨く



ジルコニアも
ピッカピカ!

テクニカル 効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップで仕上げることができます

Step 1 形態調整
BWG / AWG

Step 2 形態修正
MCE

Step 3 最終仕上げ研磨
EZA / TCP

シンタリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーンレス
ジルコマット6000MS

荒研磨
中研磨
光沢研磨
スーパー光沢研磨

Step 3 EZA 最終仕上げ研磨 荒研磨 中研磨 光沢研磨 HP用

焼結ジルコニア / セラミック / チタン

コース	140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110	15850120
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

コース	140104M	200104M	105104M	151104M	177104M
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210	15850220
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

コース	140104F	200104F	105104F	151104F	177104F
サイズ (mm)	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310	15850320
標準価格 (1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700	¥1,700

- グレースファイヤリングなしのジルコニア修復物に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる

EZA テクニカルAセット

商品コード	15850000
標準価格 (1セット3本)	¥4,200

Made in Germany

製造元 SUN社(ドイツ)

品質に自信あり!!

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され、製品試験と顕微鏡チェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得



ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

ニケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマージンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がりが、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

Step 1 BWG 形態調整 HP用 AWG 形態調整 HP用

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

コース	164104MF	560104MF	111104M	115104M	146104M
サイズ (mm)	φ10 × 22.7	φ7 × 19	φ5.6 × 13	φ7 × 13	φ15 × 0.3
推奨回転数 (rpm)	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854300	15854200	15854108	15854118	15854128
標準価格 (1本)	¥1,100	¥900	¥3,000	¥3,500	¥3,800

AWG テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本
商品コード 15854000
標準価格 (1セット4本) ¥1,800

Step 2 MCE 形態修正 荒研磨 中研磨 HP用

医療機器届出番号 27B1X00020230017 一般医療機器

コース	132104C	138104C	155104C	210104C	239104C
サイズ (mm)	φ5 × 13	φ4 × 10.5	φ15 × 3.5	φ22 × 4.5	φ22 × 2
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15853110	15853100	15853120	15853130	15853140
標準価格 (1本)	¥3,500	¥3,000	¥4,000	¥8,000	¥5,500

コース	191104M	132104M	133104M	138104M	151104M
サイズ (mm)	φ12 × 6.5	φ5 × 13	φ6.5 × 13	φ4 × 10.5	φ12 × 2.4
推奨回転数 (rpm)	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000
商品コード	15853240	15853210	15853220	15853200	15853230
標準価格 (1本)	¥4,500	¥3,500	¥3,800	¥3,000	¥3,700

コース	155900M	210900M	213900M	239900M
サイズ (mm)	φ15 × 3.5	φ22 × 4.5	φ22 × 2.1	φ22 × 2
推奨回転数 (rpm)	10,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15853300	15853310	15853320	15853330
標準価格 (1本)	¥3,500	¥7,500	¥6,500	¥5,000

Step 3 TCP 最終仕上げ研磨 中研磨 スーパー光沢研磨 HP用

焼結ジルコニア / セラミック

コース	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ (mm)	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格 (1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

コース	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ (mm)	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格 (1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がりに

瞬間に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

研磨ペースト PASTE01/20
サンポリッシャー ダイヤモンドペースト
内容量 20g
商品コード 15852500
標準価格 (1個) ¥18,000

セット SET104/01
商品コード 15851000
標準価格 (1セット) ¥42,000

Step 3 最終仕上げ研磨 EZA / TCP の研磨性

粗い	EZA	EZA	EZA	TCP	細かい
荒研磨	中研磨	光沢研磨	スーパー光沢研磨		