

ニットラックス

歯肉圧排綿糸

Retraction Cord





「ニットラックス」は、綿 100% の歯肉圧排糸(木綿糸)です。薬剤は含まれていません。



臨床写真 吉木デンタルクリニック
提供 吉木邦男先生

- ループ編みなので圧排液(薬剤)を十分に吸収し圧排効果を高めます。
- 弾力性があり、歯肉溝内への圧入が容易です。
- プラスチック製の蓋はワンタッチで開けることができ、いったん出して切った後の綿糸が瓶の中に落ちることはありません。



長さ：254cm

種類：5 種類

綿 100%

商品名	太さ(直径)	色	
ニットラックス #000 (細)	0.45mm	黒	
ニットラックス #00 (中)	0.50mm	紫	
ニットラックス #0 (太)	0.76mm	薄紫	
ニットラックス #1 (極太)	1.01mm	青緑	
ニットラックス #2 (極太)	1.27mm	黄	

歯肉圧排液には「ヘモデント液」を
おすすめします。

塩化アルミニウム含有 10cc 入





0(細)

1(中)

2(太)

「パスコード」は、硫酸アルミニウムを含んだ綿100%の歯肉圧排糸(木綿糸)です。



- 硬撚りなので形態の保持に優れ、ほぐれ等が起こりにくい。
- 3種類の選べる直径。 長さ183cm。
- プラスチック製の蓋はワンタッチで開けることができ、いったん出して切った後の綿糸が瓶の中に落ちることはありません。

臨床写真提供 | 松川歯科医院
松川敏久先生



商品名	太さ(直径)	色	
パスコード 0 #8	細(0.7mm)	黄緑	—————
パスコード 1 #9	中(0.9mm)	黄緑	—————
パスコード 2 #10	太(1.1mm)	黄緑	—————

医療機器承認番号 22000BZX01149000 高度管理医療機器